



Robust und zuverlässig

Der ideale Outdoor-Rollator



Das ideale Freiverkaufsprodukt

- Optimal geeignet für unbefestigte Wege
- Kein Hängenbleiben mehr durch kabelloses Bremssystem
- Leichtes Lenken durch große, stabile Räder
- Individuelles Einstellen der ergonomischen Handgriffe auf den Nutzer
- Viel Beinfreiheit und optische Kontrolle durch hochklappbaren Sitz
- Belastbarkeit bis 160 kg

Auswahl Ersatzteile:

- ❶ 12721 Sitz hochklappbar
- ❷ 12705-L/R Bremsschuh links oder rechts komplett mit Befestigung
- ❸ 1452460 Griffoberfläche, Schraube Torx (10er Pack)

Merkmale und Optionen



Steht auch zusammengeklappt sicher. S*



Kabelloses, wartungsfreies Bremssystem. S*



Sichere Schlepplbremse. O*

S* = Serienausstattung
O* = Optional

Technische Daten

Dolomite Soprano	Bestellnummer
Rollator mit SL IV-Bereifung	12030-44-23
Hilfsmittelverzeichnisnummer	10.50.04.1124



Weiteres	
Sitzhöhe	62 cm
Gewicht (exkl. Zubehör)	10,8 kg
Belastbarkeit	160 kg
Farbe	Silber

Rückengurt, Korb, Tablett, Transportgitter und automatisch verriegelnde Klappsperre sind im Lieferumfang enthalten. Passendes Zubehör finden Sie ab S. 205



Detaillierte Informationen in der Bedienungsanleitung und unter www.invacare.de. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.