




### Weichlagerungsmatratze mit Randzonenverstärkung

- Zweilagige Anti-Dekubitus Matratze mit Randzonenverstärkung und verdecktem Reißverschluss
- Qualitativ hochwertiger PU-Matratzenbezug, bi-elastisch, atmungsaktiv und wasserfest für häufigen Wiedereinsatz
- Einsatzempfehlung: Dekubitusprophylaxe bis hohem Risiko und Therapieunterstützung bis Stadium III
- Ersatzbezüge erhältlich

## Merkmale und Optionen



### Randzonenverstärkt durch einteilige, u-förmige Schaumstoffbasis

Die Randzonenverstärkung erhöht die Seitenstabilität der Matratze und begünstigt dadurch die Mobilisierung und den Transfer.



### Inkontinenzbezug mit abgedecktem Reißverschluss

Der multielastische, atmungsaktive und wasserabweisende PU-Bezug mit verschweißten Nähten und einem komplett abgedeckten, umlaufenden Reißverschluss ist einfach zu reinigen und zu desinfizieren.

## Technische Daten

| Invacare® <b>Softform Premier</b> | Bestellnummern                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Standardmaß 900 x 2000 mm         | 1486874                        |
| Hilfsmittelverzeichnisnummer      | 11.29.05.1005                  |
| Weiteres                          |                                |
| Gewicht                           | 13 kg                          |
| Benutzergewicht max.              | 247 kg                         |
| Matratzenhöhe                     | 152 mm                         |
| Waschtemperatur Bezug             | 80°                            |
| Trockner                          | bis 105 °C                     |
| Farbe Bezug                       | Fuchsia                        |
| Brandschutz                       | EN 597-1, 2<br>BS 7177: Crib 5 |

### Raumgewicht:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Schaumstoff Creme | 38 - 40 kg/m <sup>3</sup> |
| Schaumstoff Blau  | 38 - 40 kg/m <sup>3</sup> |

### Stauchhärte:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Schaumstoff Creme | 3,9 kPa |
| Schaumstoff Blau  | 6,3 kPa |

### Sondermaße:

(in allen Kombinationen erhältlich)  
 Breite (mm): 830, 855, 880, 900, 1000, 1100, 1200.  
 Länge (mm): 1900, 1950, 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100.

Herstellung nach europäischem Standard: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match.  
 BS 5852: 1990 Crib Source 5, BS 7175: 1989 Crib Source 5. Medizinprodukt nach § 93 / 42 EWG