



Yes, you can.®

Tel. 07562 700-38 · kundenservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.
**Invacare® Zubehör für die
Sauerstoff-Therapie**

CE

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Stück	Artikel- nummer	Bezeichnung	HMV-Nr.	Preise in EURO (ohne MwSt.) Inh. je VE
	1522424- IRCPF16AW	Invacare® PreciseRx Pädiatrisches Flowmeter für Invacare- Konzentratoren Durchflussmessgerät (Eingang Flow 2 l/min sowie Druck 34,5 Kpa bzw. 5 psi \pm 10 %) von 0 bis 750 ml, stufenlos einstellbar mit 50 ml Skalaabständen (\pm 10 %) Lieferumfang: Gerät (Höhe 145 mm, Breite 120 mm, Tiefe 145 mm; Gewicht 800 g), Anschlussschlauch 1513831 (2,1 m)		255,00
	IRC450	Invacare® Check O: Plus Sauerstoff-Analysegerät für Sauerstoff-Konzentratoren zur Überprüfung der Sauerstoffkonzentration (20,9 - 96 %, \pm 1,5 %), Ausgangsdruck (0,5 - 50 PSI, \pm 0,5 %) und Ausgangsfluss (0 - 10 l/min, \pm 0,2 l/min) Lieferumfang: Gerät inklusive Batterien und Prüfschlauch		671,00
	1532760	NONIN GO₂ Finger-Pulsoximeter Lieferumfang: Gerät inklusive Batterie		99,00
	M2000P	Zubehör-Kit „Jahresbedarf“ Lieferumfang: 10 Nasenbrillen Standard 1 Sauerstoffmaske 3 Verlängerungsschläuche (7,5 m) 1 Atemgasbefeuchter 1 Wasserfalle 3 Schlauchverbinder	14.99.99.1031 14.99.99.1030 14.99.99.1033	22,00
		Nasenkanülen / Sauerstoffbrillen für Erwachsene Schlauchlänge 2,10 m	14.99.99.1031	VPE
	1524236	HIGH FLOW - ergonomischer Auslass für Flußraten bis 15 LpM	1	3,50
	M3120	STANDARD - ergonomisch gebogener Auslass für Flussraten bis 6 LpM	1	3,50
	M3120-50	STANDARD - ergonomisch gebogener Auslass für Flussraten bis 6 LpM	50	149,00
	M3110	QUIET - ergonomisch gebogener, verjüngter Auslass für Flussraten bis 8 LpM	1	3,50
	M3110-50	QUIET - ergonomisch gebogener, verjüngter Auslass für Flussraten bis 8 LpM	50	149,00
	M3115	MICRO 7" - ergonomisch gebogener, verjüngter und kleinerer Auslass für Flussraten bis 3 LpM	1	3,50
	M3115-50	MICRO 7" - ergonomisch gebogener, verjüngter und kleinerer Auslass für Flussraten bis 3 LpM	50	149,00
		Schlauchlänge 1,20 m		
	1524235	Sauerstoffbrille - gerader Auslass, Schlauchlänge 1,20 m; empfohlen für HomeFill® II Zylinder	1	2,50
	M3117	MICRO 4" - wie MICRO 7", aber Schlauchlänge 1,20 m	1	2,50
	M3117-50	MICRO 4" - wie MICRO 7", aber Schlauchlänge 1,20 m	50	119,00
	SPI187573	Weiche Nasenkanüle (120 cm) für Platinum Mobile	1	6,50
		Schlauchlänge 15,30 m		
	1509581	Nasenkanüle für hohe Flussraten (bis 15 LpM), für Erwachsene, Länge 15,3 m	1	12,50



Yes, you can.®

Tel. 07562 700-38 · kundenservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® **Zubehör für die
Sauerstoff-Therapie** CE

Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

Stück nummer	Artikel- Bezeichnung	HMV-Nr.	Preise in EURO (ohne MwSt.) Inh. je VE	
	Nasenkanülen / Sauerstoffbrillen für Kinder, Schlauchlänge 2,10 m	14.99.99.1031	VPE	
M3121	PEDIATRIC - Nasenkanüle für Kleinkinder (ab 1 Jahr)		1	6,00
M3121-50	PEDIATRIC - Nasenkanüle für Kleinkinder (ab 1 Jahr)		50	299,00
M3122	INFANT - Nasenkanüle für Neugeborene		1	10,00
M3122-50	INFANT - Nasenkanüle für Neugeborene		50	469,00
	Sauerstoffmasken, Schlauchlänge 2,10 m	14.99.99.1030		
M3210	Standard-Sauerstoffmaske für Erwachsene, mittlere Flussraten		1	4,00
M3210-50	Standard-Sauerstoffmaske für Erwachsene, mittlere Flussraten		50	155,00
	Befeuchterflasche und Zubehör			
M5120	Befeuchterflasche nachfüllbar (325 ml, 3 psi Überdruckventil)		1	9,00
I509582	Befeuchterflasche hohe Flussrate, nachfüllbar (Sicherheitsventil 6 psi)		1	9,90
M1521	Ständer inkl. Anschlusschlauch M1522 (15 m) für nachfüllbare Befeuchterflasche		1	42,50
	Schläuche	14.99.99.1033		
I513831	Verlängerungsschlauch 2,1 m		1	7,50
M4150	Verlängerungsschlauch 5 m		1	4,50
M4150-50	Verlängerungsschlauch 5 m		50	199,00
M4250	Verlängerungsschlauch 7,5 m		1	5,50
M4250-25	Verlängerungsschlauch 7,5 m		25	125,00
M1522	Anschlusschlauch 15 m mit integriertem Schraubanschluss für Befeuchterflasche		1	8,00
M1522-20	Anschlusschlauch 15 m mit integriertem Schraubanschluss für Befeuchterflasche		20	139,00
	Schlauchzubehör			
M4610	Universalanschluss mit Widerhaken		1	3,00
M4610-50	Universalanschluss mit Widerhaken		50	118,00
M4650	Schlauchverbinder		1	2,50
M4650-50	Schlauchverbinder		50	99,00
M1220	Schlauchverbinder, drehbar (Anschluss männlich / männlich)		1	6,50
M1225	Schlauchverbinder, drehbar (Anschluss männlich / weiblich)		1	9,90
M1523	Wasserfalle		1	6,00
	Patientennaher Brandschutz nach ISO 8359			
I561321	Firesafe Rückschlagventil			12,50
I563212	Nasenkanüle kurz 0,3 m			3,50