

Der **Invacare Matrix MX2** ist das ultraleichte Rückensystem im attraktiven Design. Klare Kanten, trapezförmige Ausschnitte und die Carbon-Struktur machen den Rollstuhl zu einem echten Hingucker.

Mit diesem Rücken erfährt der Nutzer gleichmäßige Unterstützung im unteren Rumpf- und Beckenbereich für mehr Sitztoleranz und bessere Funktionalität im aktiven Alltag.

Entscheidungshilfe

- Für Unterstützung im unteren Rumpf- und Beckenbereich
- Extreme Bewegungsfreiheit
- Sehr geringes Gewicht
- Sehr aktive Nutzer



Eigenschaften

- Verfügbar in vier Höhen und fünf Breiten
- Anatomisch geformte Carbon-Rückenschale
- Markanter Schulter- und Hüftausschnitt
- Ausschnitte in der Rückenschale für hohe Atmungsaktivität
- Atmungsaktiver Spacetex-Bezug, Seitenführungen mit attraktivem Lederimitat (nicht bei Rückenhöhe 15 cm)
- Überlappendes Polster als Kantenschutz
- Herausnehmbare Lumbalstütze

Optionen



Kälteschutzlatz

Der optionale Kälteschutzlatz deckt den Bereich zwischen Sitz und Rücken und ab.

Zweipunkt-Halterung

Für die feste Montage oder mit Schnellverschluss

Technische Daten

	Breite	Höhe	Winkeleinstellung	Tiefe	Gesamtgewicht	Washbarkeit des Bezugs	Max. Nutzergewicht
Matrix MX2	36, 38, 41, 43, 46 cm	15, 23, 31, 41 cm	+/- 15°	76 mm ¹ 108 mm ²	ab 770 gr	60°	113 kg

1. Fest montiert
2. Mit Schnellverschluss