



### Preisgünstige Weichlagerungsmatratze

- Zweilagige Anti-Dekubitus Matratze aus würfelförmigem, hochwertigem Schaumstoff
- Qualitativ hochwertiger PU-Matratzenbezug, bi-elastisch, atmungsaktiv und wasserfest für häufigen Wiedereinsatz
- Schaumstoff FCKW-frei geschäumt
- Einsatzempfehlung: Dekubitusprophylaxe bis hohem Risiko und Therapieunterstützung bis Stadium III
- Ersatzbezüge erhältlich

### Merkmale und Optionen



#### Inkontinenzbezug

Mit 3-seitigem Reißverschluß, desinfizierbar, waschbar bis 80°C.



#### Zweilagiger Aufbau der Matratze

Würfelförmige Oberfläche aus weichem Schaumstoff – sowie ein festerer Schaumstoff als Trägerschicht.

### Technische Daten

Invacare® <b>Softform Excel</b>	Bestellnummern
Standardmaß 900 x 2000 mm	1539038
Hilfsmittelverzeichnisnummer	11.29.05.1028
Weiteres	
Gewicht	10 kg
Benutzergewicht max.	140 kg
Matratzenhöhe	152 mm
Waschtemperatur Bezug	80°
Trockner	bis 105 °C
Farbe Bezug	Blau
Brandschutz	EN 597-1, 2 BS 7177: Crib 5

#### Raumgewicht:

Schaumstoff Creme	38 - 40 kg/m <sup>3</sup>
Schaumstoff Blau	38 - 40 kg/m <sup>3</sup>

#### Stauchhärte:

Schaumstoff Creme	3,9 kPa
Schaumstoff Blau	6,3 kPa

#### Sondermaße:

(in allen Kombinationen erhältlich)  
 Breite (mm): 830, 855, 880, 900, 1000.  
 Länge (mm): 1900, 1950, 1980, 2000, 2030, 2100.

Herstellung nach europäischem Standard: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match.  
 BS 5852: 1990 Crib Source 5, BS 7175: 1989 Crib Source 5. Medizinprodukt nach § 93 / 42 EWG