



### Sicher und modular individuell gestaltbar

- Einfache Reinigung und Desinfektion durch glatte Oberflächen
- Individuell ausrüst- und ausstattbar
- Optimierte für hohe Wiedereinsatzquoten
- Großer Hygieneausschnitt, wahlweise vorn oder hinten, durch zwei Anbringungsmöglichkeiten der Rückenlehne
- Höhenverstellbare Standbeine
- Belastbar bis 160 kg!

### Optionen und Merkmale



**Pico** als Duschkocker.



**Pico** mit Armlehnen.



**Pico** mit Rückenlehne.

### Technische Daten

Bestellnummern	Aquatec® Pico
Duschkocker	<b>9.20.001</b>
Duschkocker mit Armlehnen	<b>9.21.001</b>
Duschstuhl mit Rückenlehne	<b>9.23.001</b>
Duschstuhl komplett	<b>9.22.001</b>
Rückenlehne	<b>16469</b>
Armlehnen (Paar)	<b>16468</b>
Hilfsmittelverzeichnisnummern	
Duschkocker mit Armlehnen	04.40.03.1009
Duschstuhl komplett	04.40.03.2012
<b>Weiteres</b>	
Gewicht Duschkocker	3,2 kg
Gewicht Duschkocker mit Armlehnen	4,1 kg
Gewicht Duschstuhl mit Rückenlehne	4,0 kg
Gewicht Duschstuhl komplett	4,8 kg
Belastbarkeit	160 kg!
Farbe	Weiß



**Sicher und modular individuell gestaltbar**

- Einfache Reinigung und Desinfektion durch glatte Oberflächen
- Individuell ausrüst- und ausstattbar
- Optimierte für hohe Wiedereinsatzquoten
- Feststehender, höhenverstellbarer Multifunktionsstuhl
- Vielseitig einsetzbar: als Duschstuhl, Toilettenstuhl oder Toilettenstützgestell
- Einfache Handhabung: Toilettentopf kann von allen 4 Seiten entnommen werden
- Armlehnen, Rückenlehne, Toilettentopf und Toilettentopfhalter sind im Lieferumfang enthalten
- Belastbar bis 160 kg!

**Optionen und Merkmale**



**Pico 3 in 1** ohne Arm- und Rückenlehne.



**Pico 3 in 1** mit einer Armlehne.



**Pico 3 in 1** als Toilettenstützgestell.



**Pico 3 in 1** mit Universalsoftsitz.



**Pico 3 in 1** komplett.

**Technische Daten**

Bestellnummern	<b>Aquatec® Pico 3 in 1</b>
Duschstuhl komplett	<b>1525887</b>
Universalsoftsitz	<b>1526032</b>
Hilfsmittelverzeichnisnummern	
Duschhocker mit Armlehnen	
Duschstuhl komplett	04.40.03.2029
Weiteres	
Gewicht Duschstuhl komplett	4,8 kg
Belastbarkeit	160 kg!
Farbe	Weiß