



Invacare® H140 - H144 Aqua



- Besonders schlag- und kratzfeste **Haltegriffe** aus Kunststoff
- Sicheres Greifen durch ergonomische Form
- Für die individuelle Versorgung in fünf verschiedenen Längen erhältlich


Invacare® H335 Invacare® H345



- Platz sparend: **Stützklappgriff** wird an der Wand montiert und bei Nichtgebrauch nach oben geklappt
- In hochgeklappter Position ist der Stützklappgriff arretiert
- Für zusätzliche Stabilität auch mit höhenverstellbarem Stützbein erhältlich
- Stützbein klappt automatisch ein, wenn der Griff nach oben geklappt wird

Schrauben sind bei diesen Produkten im Lieferumfang nicht enthalten.

Invacare® H171 Stileo / Invacare® H172 Stileo



- **Saughaltegriff** für das Bad zur vorübergehenden Unterstützung
- Einfache und schnelle Montage durch Vakuumhebel
- Einfache und sichere Überprüfung der Festigkeit durch Saugkraftindikator

Technische Daten

Bestellnummern	Haltegriff					Stützklappgriff		Saughaltegriff	
	Invacare® H140	Invacare® H141	Invacare® H142	Invacare® H143	Invacare® H144	Invacare® H335	Invacare® H345	Invacare® H171	Invacare® H172
VPE: 1 Stück	1525875	1525876	1525877	H143	H144	H335		1546225	1546226
VPE: 1 Stück (mit Stützbein)							H345		
VPE: 3 Stück								1526476	1526477
Weiteres									
Gewicht	0,3 kg	0,5 kg	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg	3,0 kg	3,5 kg	0,5 kg	0,6 kg
Belastbarkeit	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	125 kg	125 kg	30 kg	30 kg
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Blau-Weiß	Blau-Weiß