








Invacare® Check O2 Plus



Sicher in Anwendung und Genauigkeit

- Drei Parameter werden mit einem Gerät gemessen:
 - Ausgangsfluss (l/Min)
 - Sauerstoffkonzentration (%)
 - Ausgangsdruck (psi oder kPa)
- Einfachste Bedienung. Mit nur zwei Tasten können alle Funktionen abgerufen werden
- Betrieb mit zwei AA-Batterien
- Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung
- Kalibrierungsüberprüfung möglich
- Schutzhülle und Verbindungsschlauch sind im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Gewicht	Verpackungseinheit	Messbereich Sauerstofffluss	Messbereich Ausgangsdruck	Messbereich Sauerstoffkonzentration	Betriebs-temperatur	Garantielaufzeit
 185 g	 1	 0-10 l/min ± 0,2 l/min	 0,5-50 PSI ± 0,5 %	 O ₂ 20,9 - 96 % ±1,5 %	 15°-40°C	 2 Jahre

Invacare®
Check O2 Plus

Bestellnummer: IRC450

Invacare® PreciseRX™ Pädiatrischer Flowmeter



- Ermöglicht Reduktion auf Niedrigflussraten für pädiatrische Versorgung
- Stufenlos einstellbar von 0 bis 750ml mit 50ml Skalaabständen (+/- 10%)
- Einfache Handhabung
- Mit oder ohne Befeuchtung verwendbar

Gewicht



800 g

Bestellnummer: 1522424-IRCPF16AW