



Alpha Basic

So vielfältig wie Ihr Leben

Vielseitig verstellbar

- Unterarmauflagen für Nutzer mit geringen Restkräften, vor allem bei Arthritis
- Vielfältige Verstellmöglichkeiten für individuellen Gelenkschutz bei mangelnder Stützkraft der Hände oder eingeschränkter Ellbogenstreckung
- Viel Beinfreiheit und optische Kontrolle durch hochklappbaren Sitz
- Pannensichere Bereifung
- Automatisch verriegelnde Klappsperre
- Vorkonfiguriert wahlweise mit Unterarmauflage oder Armauflage
- Belastbarkeit bis 125 kg

Zusätzlich beim **Alpha Advanced**:

- Individuell in alle Richtungen anpassbare Multifunktionsbremsgriffe – mit Kugelgelenk für optimale Einstellung
- Brems-/Feststellfunktion wahlweise durch Heranziehen bzw. Wegdrücken der Multifunktionsgriffe möglich

Auswahl Ersatzteile:

- ❶ 13005-L/R Unterarmauflage komplett links oder rechts
- ❷ 1452466 Bremszug 1330 mm (VPE: 10 Stück)
- ❸ 12593 Handgriff weich, Paar, L=150 mm
- ❹ 1452468 Flügelschraube mit Schelle, Paar
- ❺ 12609 Rad 200 mm SL II inkl. Radbuchsen, Befestigungsmaterial





Alpha Advanced



Multifunktionsbremsgriff



Armauflage

Weich gepolstert, bietet viele verschiedene Möglichkeiten, die Unterarme zu lagern.

Technische Daten

Bestellnummer	Alpha Basic		Alpha Advanced	
	<i>Dolomite Alpha Basic</i> mit UA-Auflage	<i>Dolomite Alpha Basic</i> mit Armauflage	<i>Dolomite Alpha Advanced</i> mit UA-Auflage	<i>Dolomite Alpha Advanced</i> mit Armauflage
Rollator mit Unterarmauflagen und SL II-Bereifung	12230-35-24		12220-35-24	
Rollator mit Armauflage und SL II-Bereifung		12230-02-35-23		12220-02-35-23
Hilfsmittelverzeichnisnummer				
Rollator	10.50.04.1107	10.50.04.1107	10.50.04.1112	10.50.04.1112
Unterarmauflagen (zusätzlich)	10.99.99.4003		10.99.99.4003	
Armauflage (zusätzlich)		10.99.99.4002		10.99.99.4002
Weiteres				
Sitzhöhe	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
Gewicht (exkl. Gewicht)	11,3 kg	14,0 kg	12,2 kg	14,9 kg
Belastbarkeit	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
Farbe	Blau	Blau	Blau	Blau

Korb, Tablett, automatisch verriegelnde Klappsperrung und Unterarmauflagen bzw. Armauflage sind im Lieferumfang enthalten. Passendes Zubehör finden Sie ab S. 205

