

Cetus[®]

Der Scooter für Ihre Unabhängigkeit



Das Kraftpaket für Premium-Komfort
und ein hervorragendes Fahrerlebnis



Der Premium-Scooter *Invacare Cetus* bringt Sie komfortabel und leistungsstark von A nach B. Mit dem *Invacare Cetus* sind Sie unabhängig und fahren selbstständig einfach dorthin, wo Sie möchten. Seine kräftigen Batterien liefern eine Reichweite von bis zu 44 km. Mit allerlei Zubehör lässt er sich individuell ausstatten und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Seine große Stärke ist die hochwertige Vorder- und Hinterradfederung. Sie verleiht dem Elektromobil ein besonders sanftes Fahrverhalten auf nahezu jedem Gelände.

Vollständige Unabhängigkeit

Längere Distanzen

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h sind auch längere Strecken für Sie kein Hindernis mehr. Der *Invacare Cetus* bringt Sie sicher und komfortabel bis zu 44 km weit. Ein Bedienschalte für hohe und niedrige Geschwindigkeiten erlaubt dabei ein müheloses Hin- und Herwechseln zwischen Bürgersteig- und Straßentempo, wodurch sich der *Cetus* für alle Umgebungen ideal eignet.



Ihr Komfort-Scooter

Dank seines Komfort-Sitzes mit einer Sitzbreite von 559 mm unterstützt der *Cetus* alle Körpergrößen und -formen. Der Sitz lässt sich mithilfe eines integrierten Schiebemechanismus, eines verstellbaren Rückenwinkels und verschiedenen Sitzhöhenstellungen ideal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Außerdem ist der *Cetus*

ein echtes Kraftpaket: Er ist für ein Nutzergewicht von bis zu 226 kg ausgelegt.

Auch im Gelände stark

Mit dem *Cetus* müssen Sie vor Stock und Stein nicht Halt machen: Dank der großen 15-Zoll-Antriebsräder und der Vorder- und Hinterradfederung kommen selbst abenteuerlustige Nutzer auf ihre Kosten und genießen ein komfortables Fahrerlebnis.



5

HAUPTMERKMALE

1

Komfort-Paket

- ▶ Extra breiter Sitz mit Kopfstütze und Rückentasche
- ▶ Verstellbar in Rückenwinkel und Sitzhöhe
- ▶ Für ein komfortables Fahrerlebnis

2

LCD-Bedienfeld

- ▶ Zeigt alle wichtige Informationen an, einschließlich Geschwindigkeit, Uhrzeit, Temperatur, Akku- und Kilometerstand sowie Fehlerdiagnose
- ▶ Mit hintergrundbeleuchteten LCD-Steuerelementen

3

Sichtbar unterwegs

- ▶ Leuchtstarke Lichtanlage nach StVZO
- ▶ Mit Scheinwerfern, Blinkern, Reflektoren und Bremslicht
- ▶ Premium-Rückspiegel

4

Stilvolle Design-Elemente

- ▶ Sportliches und stylisches Aussehen
- ▶ Große Auswahl an Zubehör

5

Für jedes Gelände geeignet







- ▶ 15-Zoll-Luftbereifung
- ▶ Vorder- und Hinterradfederung
- ▶ Große Bodenfreiheit zum Überwinden hoher Schwellen und Hindernissen







Verfügbares Zubehör

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ▶ Korb vorne | ▶ Halterung für Mobiltelefon | ▶ Stockhalter |
| ▶ USB-Ladeadapter | ▶ Halterung für Rollator | ▶ Rammschutzbügel |
| ▶ Halterung für Sauerstoffflasche | ▶ Schutzabdeckung | ▶ Elektrischer Sitzlifter |

Technische Daten ▼

Detailliertere Produktinformationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung und auf www.invacare.de.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

					
Sitzbreite ▼	Sitztiefe ▼	Sitzhöhe ▼	Rückenlehnen- höhe ¹ ▼	Gesamtbreite ▼	Gesamtlänge ▼
Cetus	559 mm	510 mm	670 / 695 / 720 mm	500 mm	1600 mm

					
Gesamtgewicht (inkl. Batterien)	Max. Nutzergewicht	Batterie- kapazität ▼	Wenderadius ▼	Max. überwindbare Höhe ▼	Bodenfreiheit ▼
Cetus	178 kg	2 x 12 V / 100Ah	1860 mm	90 mm	110 mm


				1 ohne Kopfstütze
Max. sichere Neigung ▼	Reichweite ▼	Geschwindigkeit ▼	Motorleistung ▼	
Cetus	9°	44 km	15 km/h	800 W

Verkleidungsfarbe ▼



Silber

Polsterung ▼



Schwarz

Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
E-Mail kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
E-Mail switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch

© 2020 Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind zur Zeit der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen korrekt. Invacare behält sich das Recht vor, Produkteigenschaften ohne vorherige Absprache zu ändern. Cetus - DE - 09/2020 - 1647322

