

Dolomite[®] Gloss[®]

Mein Weg, mein Rollator

**Extra
leicht!**



**Glänzen Sie in jeder Situation
mit *Dolomite Gloss***

LEICHT | VIELSEITIG | MODERN

INVACARE
Yes, you can.[®]

Stilvoll unterwegs mit Gloss

Ring frei für die absoluten Leichtgewichte – die Modelle der **Dolomite Gloss** Reihe sind genauso modern und schlank wie sie stabil und robust sind. So vielseitig steht Ihnen der passende Rollator zur Seite. Zuhause, beim Einkaufen und spazieren gehen – er ist immer mit dabei und bietet Ihnen sicheren Halt.

Die Rollator-Familie **Dolomite Gloss** glänzt mit vier Modellen. Welches das Richtige für Sie ist, entscheidet Ihre Körpergröße. Die Modelle decken eine sehr hohe Bandbreite für Sitzhöhen von 450 mm bis 680 mm ab. Unabhängig von der Sitzhöhe sind alle **Gloss**-Rollatoren robust und belastbar: Sie sind für ein Körpergewicht bis zu 160 kg ausgelegt.

Der schlanke, hochwertige Aluminiumrahmen ist ein echter Hingucker. Durch seine schlichte Gestaltung wirkt er modern und zurückhaltend. In Sachen Eigengewicht kommt seine ganze Stärke zum Tragen: Der **Dolomite Gloss** selbst bringt nur 6,5 kg* auf die Waage. Überzeugend ist auch sein praktischer und platzsparender Faltmechanismus: Das stabile Sitzbrett lässt sich ganz leicht falten, sodass der **Gloss** sich erstaunlich schmal zusammenfallen lässt.

Auf Tour schenkt der **Dolomite Gloss** viel Beinfreiheit und somit genug Platz zum Gehen. Zugleich dient er als praktische Sitzgelegenheit für eine Verschnaufpause. Einfach die Bremse feststellen und auf dem festen, patentierten Sitz durchatmen.



Verstauen, transportieren - alles kein Problem



Zusammengeklappt ist der Rollator **Dolomite Gloss** nur 19 cm** breit. Somit kann er einfach in so gut wie jedes Auto verladen oder zuhause sowie im Café platzsparend verstaut werden, wenn er gerade nicht gebraucht wird.

Tip: Ob der Rollator komplett zusammen- oder auseinandergefaltet ist spüren Sie am Widerstand und bemerken Sie daran, dass der Entriegelungshebel eingerastet ist.

*In der Sitzhöhe 600 mm wiegt der **Dolomite Gloss** 6,5 kg.

** Betrifft die Modelle mit den Sitzhöhen 520, 600 und 680 mm

NEU

**BESONDERE
VORTEILE**

1 **Bewegungsfreiheit**

- ▶ Großer Freiraum zum Gehen und für eine gesunde Körperhaltung

6 **Sicherheit im Dunkeln**

- ▶ Reflektoren für gute Sichtbarkeit

5 **Passt zu Ihnen**

- ▶ Modelle in 4 verschiedenen Sitzhöhen
- ▶ Große Auswahl an Optionen und Zubehör

2 **Innovative Handgriffe**

- ▶ Extra ergonomisch: nach vorne gerichtete Griffe
- ▶ Verstellbar in Höhe und Winkel

PATENTIERT
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

3

- ▶ Patentiertes, dreiteiliges Sitzbrett für müheloses Verstauen und bequemes, sicheres Sitzen

4 **Leicht & kompakt**

- ▶ Mit nur 6,5 kg* leicht zu verladen
- ▶ Findet überall Platz: Dank des faltmechanismus ist der Gloss zusammengeklappt nur 19 cm** breit

Weitere Vorteile

- ▶ Unauffälliges Kabelsystem für ein schlankes und modernes Erscheinungsbild
- ▶ Müheloses Anhalten und Pausieren dank der Kombination aus einer dynamischen und einer Feststellbremse
- ▶ Sicherungsriegel zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung in gefaltetem Zustand
- ▶ Die Reflektoren am Rahmen sichern die gute Sichtbarkeit unterwegs.
- ▶ Viele weitere praktische Zubehörteilen erhältlich



*In der Sitzhöhe 600 mm wiegt der **Dolomite Gloss** 6,5 kg.

** Betrifft die Modelle mit den Sitzhöhen 520, 600 und 680 mm

So besonders, so Gloss



◀ Extra-leicht, extra-schmal

Der Rollator **Dolomite Gloss** ist überraschend leicht und dabei sehr stabil für bis zu 160 kg Belastung. Mit einem Handgriff ist der Rollator zusammengeklappt und so schmal, dass er sich in Nischen verstauen lässt.

Gerade weil dieser Rollator sich so kompakt zusammenklappen lässt und so leicht ist, ist er ideal zum Mitnehmen im Auto oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.



◀ Passt zu Ihnen

Der **Dolomite Gloss** ist in vier Sitzhöhen verfügbar: 450 mm, 520 mm, 600 mm und 680 mm. So findet sich für jeden Nutzer das ideale Modell.

Ergänzen Sie Ihren Rollator ganz nach Ihren Bedürfnissen: Es lassen sich verschiedene Zubehörteile für Komfort und Sicherheit ergänzen.



◀ Beinfreiheit für den optimalen Gang

Zwischen den Handgriffen bietet der Rollator **Dolomite Gloss** viel Beinfreiheit, sodass Sie ganz natürlich gehen können, während der Gloss Sie stützt. – Übrigens ist diese Eigenschaft ein Markenzeichen der Dolomite Rollatoren.



◀ Ergonomische, höhenverstellbare Handgriffe

So passen Sie die Griffhöhe schnell an: einfach den Drehknopf am Rahmen lockern und die Griffhöhe stufenweise in der Höhe verschieben und feststellen. Den Drehknopf anschließend wieder festziehen.

Eine ganze Familie: *Dolomite Gloss*

Modern, leicht und vielseitig: Die schicken Rollatoren sorgen für Ihre Mobilität und Stabilität.



Gloss 450

Gloss 520

Gloss 600

Gloss 680

Höhenverstellung der Handgriffe	635 - 770 mm	725 - 860 mm	795 - 920 mm	915 - 1050 mm
Max. Belastbarkeit	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg
Sitzhöhe	450 mm	520 mm	600 mm	680 mm
Gewicht	5,9 kg	6,3 kg	6,5 kg	6,8 kg
Empfohlene Benutzergröße	125 - 160 cm	140 - 165 cm	150 - 185 cm	165 - 205 cm

Optionen und Zubehör:

- ▶ **Rückengurt:** Stützt den Rücken beim Sitzen.



- ▶ **Einhandbremse:** Ermöglicht die Aktivierung beider Bremsen mit einer Hand.



- ▶ **Sitzpolster:** Zusätzliche Sitzpolsterung für erhöhten Komfort



- ▶ **Schleppbremse:** Unterstützt das Bremsen zusätzlich.



- ▶ **Korb:** Robuster Korb, verfügbar für die Modelle **Gloss 520, 600 und 680.**



- ▶ **Bremshilfe:** Verstärkt die Bremskraft für Personen, die wenig Kraft in den Händen haben.



- ▶ **Infusionsständer:** Zur sicheren Befestigung von Infusionen

Technische Daten ▼

Weitere Informationen, inkl. Gebrauchsanweisung, finden Sie auf www.invacare.de



Abstand zwischen den Rädern (außen) ▼



Abstand zwischen den Rädern (innen) ▼



Gesamttiefe ▼



Gesamthöhe ▼



Sitzhöhe ▼

Dolomite Gloss ⁴⁵⁰	518 mm	423 mm	615 mm	635 - 770 mm	450 mm
Dolomite Gloss ⁵²⁰	595 mm	501 mm	675 mm	725 - 860 mm	520 mm
Dolomite Gloss ⁶⁰⁰	602 mm	509 mm	720 mm	795 - 920 mm	600 mm
Dolomite Gloss ⁶⁸⁰	609 mm	501 mm	790 mm	915 - 1050 mm	680 mm



Sitzbreite ▼



Raddurchmesser ▼



Max. Nutzergewicht ▼



Produktgewicht* ▼

Dolomite Gloss ⁴⁵⁰	370 mm	200 mm	160 kg	5,9 kg
Dolomite Gloss ⁵²⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6,3 kg
Dolomite Gloss ⁶⁰⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6,5 kg
Dolomite Gloss ⁶⁸⁰	445 mm	200 mm	160 kg	6,8 kg

*ohne Zubehör

Produktfarbe ▼



Grau

Bitte beachten Sie: die Originalfarben können leicht von der Abbildung abweichen.

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
E-Mail kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
E-Mail info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
E-Mail switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch



Yes, you can.®