

Küschall®

K-SERIES



UNLIMIT YOUR WORLD

Wir bei Küschall sind davon überzeugt, dass alles möglich ist, wenn der Wille, es zu erreichen, stark genug ist. Die K-Series von Küschall bietet in einem einzigen Produkt Modularität und Performance zugleich. Lass deinen Kräften freien Lauf. Lass deiner Freiheit freien Lauf. **Befreie deine Welt von Grenzen.**

KÜSCHALL K-SERIES

Die K-Series ist eine Stilikone, ein Vorreiter in der Konstruktion von Einrohrrahmen.

Das raffinierte modulare Sitzsystem passt sich buchstäblich an deine Bedürfnisse an und die dynamische Aufmachung bietet dir eine hervorragende Fahrleistung, damit du gerne auf Achse bist. Worauf also noch warten?

IM HYDRO- FORMING- VERFAHREN GEFERTIGT

Jetzt findet das Hydroforming-Verfahren erstmalig Anwendung in einem Rollstuhl und ermöglicht einen Quantensprung: nochmals verbesserte Steifigkeit, nochmals weniger Gewicht und eine neue Form – klare Kante statt Rundung im Vorderrahmen. Wir finden, ein einzigartiger Charakterrahmen!

ZEIGT KANTE: DER NEUE VORDERRAHMEN

■ Das Highlight der neuen Kuschall-Series: der komplett neu konstruierte Vorderrahmen! Du erkennst ihn an seiner charakteristischen kantigen Form, die erst durch den Einsatz des Hydroforming-Verfahrens möglich wurde. Die Kante ist perfekt zum Abstützen und Umsetzen. Zugleich sieht der Rollstuhl dadurch richtig gut und modern aus. Beim Rahmenwinkel kannst du zwischen 90° und 75° wählen.

LEICHTE AKTIV-BREMSE

■ Die neue Aluminiumbremse ist noch minimalistischer, leichter und wirkt präzise bis ins letzte Detail. Natürlich bremst sie auch unschlagbar gut.

ADDUKTIONSRAHMEN

■ Nein, Adduktion hat nichts mit Rechnen zu tun, auch nicht bei unserer K-Series. Außer, du rechnest damit, dass der Adduktionsrahmen nach unten schmaler wird und so deine natürliche Beinhaltung perfekt unterstützt - diese Rechnung geht voll auf.

FUSSBÜGEL

■ Minimalistisch, starr, cool: Der neue Fußbügel verleiht deinen Füßen einen sicheren Stand. Die Oberfläche ist abgeflacht und damit noch bequemer.



Küschall®

K-SERIES

NEUE RÜCKENSTREBE

■ Beim Verladen zeigt sich der Vorteil: Die ergonomische Rückenstrebe erleichtert das Anheben des Rollstuhls. Sie ist niedriger positioniert, wodurch sich die K-Series ideal mit Invacare Matrix Positionierungsrücken kombinieren lässt.

RÜCKEN

■ Wie möchtest du sitzen?
Der Rücken lässt sich mit sechs verschiedenen Winkleinstellungen nach Belieben positionieren. Für den Transport kannst du ihn auf das Sitzmodul abklappen.

SITZMODUL

■ In der Küschall K-Series sitzt du mitten drin: Deinen Schwerpunkt kannst du auf fünf Positionen einstellen - je nachdem, wie aktiv das Fahrverhalten sein soll.

VORDERRADAUFNAHME

■ Das neue Aluminiumprofil ist fest mit dem vorderen Rahmen verschweißt - das sieht nicht nur cool aus, sondern ist zusätzlich stabil.

VORDERRADGABEL

■ Das neue und klare Design mit integrierten Lagern ist deutlich weniger anfällig für Schmutz und wartungsfreundlicher.

HAUPTMERK- MALE

MINIMAL- ISTISCHES DESIGN

Leichtes Gewicht, offener Rahmen, minimalistisches Design: Der Tag kann kommen. Egal, ob du zur Arbeit unterwegs bist, nach Hause fährst oder Hobbys nachgehst - die K-Series gibt dir die Freiheit, ganz du selbst zu sein.



MODULAR

Nicht zu sehen, aber mit großer Wirkung: Wenn du den Sitz nach vorne oder hinten verstellst, beeinflusst das das Fahrgefühl enorm. Fünf Positionen stehen dir dafür zur Verfügung. Es lässt sich leicht im Nachhinein ändern, ohne dass dafür Zusatzkomponenten nötig sind.

DYNAMISCH

Die Aufnahmen der Vorderradgabeln sind fest mit dem Rahmen verschweißt - das sorgt dafür, dass die Position der Vorderräder stets optimal ist. Zusätzlich steigert dies die Steifigkeit. Das Gesamtergebnis: eine starre Konstruktion für ein einzigartig dynamisches Fahrverhalten!




WOW, ECHT KANTIG!

Jetzt haben wir etwas ganz Neues umgesetzt: Der Rahmen unserer K-Series hat keine Kurven, sondern Kanten. Diese Konstruktion basiert auf der Hydroforming-Technologie. Die Kanten sind damit ideal zum Abstützen!

DEINE K-SERIES - DEIN STYLE!


1 WÄHLE DEINE RAHMENFARBE



Verkehrsweiß



Anthrazitgrau



Tiefschwarz



Verkehrsblau



Karminrot

*weitere Rahmenfarben optional erhältlich

2 WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN



3 WÄHLE DEINE LOGO-FARBE



Rot



Schwarz



Hellgrau



Gold



Rot



Blau



Dunkelgrau



Schwarz

TECHNISCHE DATEN

SITZBREITE

320 – 500 mm
in 20 mm Schritten



SITZTIEFE

350 – 525 mm
in 25 mm Schritten



UNTERSCHENKEL- LÄNGE

290 – 480 mm
in 10 mm Schritten



RÜCKENLEHNEN- HÖHE

270 – 480 mm
in 15 mm Schritten



RÜCKENLEHNEN- WINKEL

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°



SITZHÖHE

vorn: 450 – 520 mm
hinten: 390 – 490 mm
in 10 mm Schritten



RAHMENWINKEL

75° / 90°



GESAMTBREITE

ca. 490 - 805 mm



GESAMTLÄNGE

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm



SCHWERPUNKT

5 Positionen



RADSTURZ

0° / 3° / 6°



GESAMTGEWICHT, LEER

ca. 7.9 kg



TRANSPORT- GEWICHT

ca. 5.3 kg



MAX. NUTZER- GEWICHT

130 kg



CRASH TEST

Crash getestet gem.
ISO 7176-19



Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

Küschall, Küschall Unlimit your world und K-Series sind Marken von Invacare International GmbH. Es wurde alles daran gesetzt, dass sich der Inhalt dieser Veröffentlichung zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand befindet. Im Rahmen der laufenden Optimierung des Produkts behält sich Invacare International GmbH das Recht vor, bestehende Modelle jederzeit zu ändern.

© August 2019, Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DE - 1645448