

Invacare® **Stratos® Pro**



Sicher und wirksam

- Schnelle und effektive Aerosol-Langzeittherapie
- Hohe Wirksamkeit durch patentierte Konstruktion der einteiligen Hochdruckkompressorpumpe die Luftflussverlust verhindert
- Kann eine große Bandbreite von Medikamenten zu Tröpfchen <5 µm vernebeln
- Einfach zu reinigen und besonders leicht
- Tasche und Kindermaske im Lieferumfang enthalten

	<i>Invacare® Stratos® Pro</i>
Bestellnummer	1509878-DE
Hilfsmittelverzeichnisnummer	14.24.01.0094

Technische Daten



Stratos® Pro

172 mm



101 mm



173 mm



1,7 kg



230 V, 50 Hz



Leistungs-
aufnahme
54 Watt

Medjet Pro

Vernebelungsrate:
0,55 ml/Min.

Partikelgröße:
MMAD ca. 4,17 µm (NaCl 0,9 %)
- Malvern
MMAD 1,8 µm (NaCl 0,9 %) -
Api Aerosizer

Invacare® **Check O₂ Plus**



Sicher in Anwendung und Genauigkeit

- Drei Parameter werden mit einem Gerät gemessen:
 - Ausgangsfluss (l/Min)
 - Sauerstoffkonzentration (%)
 - Ausgangsdruck (psi oder kPa)
- Einfachste Bedienung. Mit nur zwei Tasten können alle Funktionen abgerufen werden
- Mit zwei AA-Batterien können ca. 16.000 Werte gemessen werden
- Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung
- Kalibrierung ist nicht erforderlich
- Schutzhülle und Verbindungsschlauch sind im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

	<i>Invacare® Check O₂ Plus</i>
Bestellnummer	IRC450



Invacare®
Check O₂ Plus

Gewicht:
185 g



Verpackungs-
einheit
1



Sauerstofffluss
0-10 l/min
± 0,2 l/min



Messbereich
Ausgangsdruck
0,5-50 PSI
± 0,5 %



Messbereich
Sauerstoff-
konzentration
20,9 - 96 %
±1,5 %



Betriebs-
temperatur
15°-40°C



Garantielaufzeit
2 Jahre