

Invacare® | **Stratos® Pro**



**Zuverlässig und einfach
zu bedienen**

.....
Ihre erste Wahl für die
Inhalationstherapie.



Yes, you can.®

Invacare® **Stratos® Pro**

Inhalationstherapie dient dazu, Wirkstoffe direkt in die Atemwege zu transportieren. Hier wirken die Medikamente schnell und effektiv der Beeinträchtigung der Atemwege entgegen - Sie atmen wieder freier und unbeschwerter.

Gut, wenn die notwendige Inhalationstherapie dank eines leicht zu bedienenden und transportablen Gerätes auch noch einfach in der Durchführung ist.

Invacare® **Stratos® Pro** ist die optimale Lösung für alle Anwender - nicht nur in der Erkältungszeit.

Der überzeugende **Stratos® Pro-Kompressor**:

- Leistungsfähig mit einem Arbeitsdruck von 2,4 kPa
- Einfach in der Anwendung und Handhabung
- Mit einem Schalter zu bedienen
- Zuverlässig und wirtschaftlich zugleich
- Wartungsfrei und hygienisch



Ein Aerosolkompressor allein macht Inhalationstherapie nicht möglich.

Deshalb erhalten Sie mit dem *Invacare® Stratos® Pro* den **Medjet Pro Vernebler** geliefert.

Dieser ermöglicht eine schnelle und leistungsstarke Inhalationstherapie.

Medjet Pro Vernebler



- Atemzuggesteuert
- Leicht anzuwenden
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Effektiv - maximale Medikamentenmengen werden genutzt

Optionen und Merkmale



Leistungsfähiger Medjet Pro

Verbleibende Restmenge ist auf 0,5 ml reduziert. Das Ein- und Ausatemungsventil reduziert den Medikamentenverlust. Behälter mit einfach lesbarer Einteilung bis 15 ml.



Medjet Pro

Vernebelungsrate:
Partikelgröße:

0,55 ml/Min.
MMAD ca. 4,17 µm (NaCl 0,9 %) - Malvern
MMAD 1,8 µm (NaCl 0,9 %) - Api Aerosizer

Technische Daten

Stratos® Pro Breite:
172 mm



Höhe:
101 mm



Tiefe:
173 mm



Stratos® Pro Gewicht:
1,7 kg



Wechselstrom:
230 V, 50 Hz

Mit freundlicher Empfehlung überreicht durch Ihren Fachhändler:

Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny / Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
Telefax +49 7562 700-66
E-Mail kontakt@invacare.com
www.invacare.de

© 2011 Invacare International Sàrl.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen unserer
Produkte sowie Druckfehler und
Farbabweichungen behalten wir
uns vor.

Stand 12/2011 - 1515656



Yes, you can.®