



Weichlagerungsmatratze mit Randzonenverstärkung und viskoelastischer Liegefläche

- Dreilagige Anti-Dekubitus Matratze mit viskoelastischer Liegefläche
- Die viskoelastische Liegefläche hat eine besonders hohe Dichte und passt sich aufgrund ihrer Temperaturempfindlichkeit dem Körper des Patienten an und unterstützt die Druckentlastung bei gleichzeitiger Reduzierung von Druckspitzen.
- Einsatzempfehlung: Dekubitusprophylaxe bis hohem Risiko und Therapieunterstützung bis Stadium III
- Ersatzbezüge erhältlich

Merkmale und Optionen



Inkontinenzbezug mit abgedecktem Reißverschluss

Der multielastische, wasserfeste PU-Matratzenvollbezug mit verschweißten Nähten und abgedecktem, umlaufendem Reißverschluss ist einfach zu reinigen und zu desinfizieren.



3-Komponenten-Matratze

Bestehend aus einer viskoelastischen Schaumstoffoberschicht, einer weichen Schaumstoffmittelschicht und einer einteiligen, u-förmigen Schaumstoffbasis für mehr Seitenstabilität.

Technische Daten

Invacare® Softform Premier Visco	Bestellnummern
Standardmaß 900 x 2000 mm	1486870
Hilfsmittelverzeichnisnummer	11.29.05.1019
Weiteres	
Gewicht	13 kg
Benutzergewicht max.	247 kg
Matratzenhöhe	152 mm
Waschtemperatur Bezug	80°
Trockner	bis 105 °C
Farbe	Fuchsia
Brandschutz	EN 597-1, 2 BS 5852: Crib 5

Raumgewicht:

Schaumstoff Visco (Weiß)	50 - 60 kg/m ³
Schaumstoff Creme	38 - 40 kg/m ³
Schaumstoff Blau	38 - 40 kg/m ³

Stauchhärte:

Schaumstoff Visco (Weiß)	2,7 kPa
Schaumstoff Creme	3,9 kPa
Schaumstoff Blau	6,3 kPa

Sondermaße:

(in allen Kombinationen erhältlich)
 Breite (mm): 830, 855, 880, 900, 1000, 1200.
 Länge (mm): 1900, 1950, 1980, 2000, 2030, 2050, 2080.

Bei Sondergrößen sind produktionsbedingt andere Bezugfarben möglich.