



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 07562 700-99 · rehabservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Rea® Clematis® Pro



Konfigurierbare Variante

HMV-Nr.: 18.50.02.7068

Benutzergewicht: max. 135 kg

Grundpreis: 2.489,00 €






Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	€
SNB0001	Rea Clematis Pro Basisausstattung: 24" Standard-Hinterräder mit Steckachse, Feststellbremse, pannensicherer Bereifung Schwarz und Aluminium Greifreifen, Vorderräder 200 x 45 (8") mit pannensicherer Bereifung Schwarz, fester Rahmen in Rahmenfarbe Perlmuttbeige, stufenlos einstellbare Sitztiefe 420 - 480 mm, Standard-Rückenbespannung mit Laguna 2 Rückenissen Mistral 2 Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material Schwarz, Sitzkissen Mistral 2 Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material, Schiebegriffe höhenverstellbar; Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder inkl. Verriegelung, Standard-Beinstützenaufnahme mit winkelverstellbaren Beinstützen inkl. Wadenpolster, Fußplatten tiefen-, breiten- und winkeleinstellbar mit Fersenband, Armlehnen mit Positionierungsauflagen und Verbreiterungsset für Armlehne (+ 25 mm pro Seite), Kopfstütze anpassbar, Standardbremsen, Kippschutz, Transportbefestigungskit		2.489,00
Bitte beachten Sie, dass die Armlehne die Hinterräder beeinträchtigen kann, wenn der Sitz vollständig geneigt wird.			
- Bei einer Sitzhöhe von 400 mm beträgt die Mindesthöhe der Armlehne 330 mm (ab Sitzplatte)			
- Bei einer Sitzhöhe von 450 mm beträgt die Mindesthöhe der Armlehne 280 mm (ab Sitzplatte)			
SITZBREITE			
SNB0300	390 mm		○
SNB0310	440 mm		○
SNB0320	490 mm		○
SITZHÖHE			
SNB0380	400 mm		○
SNB0390	450 mm		◆
SITZKISSEN			
SNB0400	Invacare Matrix Libra Sitzkissen		689,00
SNB0420	Mistral2 Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material		◆
SNB0430	Flo-Shape Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material		102,00
Sitzkissentiefe Invacare Matrix Libra			
SNB0450	405 mm		○
SNB0455	455 mm		○
RÜCKENAUSFÜHRUNG			
SNB0500	Feste Rückenplatte		205,00
SNB0510	Standard-Rückenbespannung		◆
SCHIEBEGRIFFE			
SNB0570	Schiebebügel, winkeleinstellbar		205,00
ARMLEHNE LINKS			
SNB0810	Armlehne mit Positionierungsaufgabe links		◆
SNB0820	Hemi-Armaufgabe links (NC:Therapietisch)		229,00
ARMLEHNE RECHTS			
SNB0860	Armlehne mit Positionierungsaufgabe rechts		◆
SNB0870	Hemi-Armaufgabe rechts (NC:Therapietisch)		229,00
SITZZUBEHÖR			
SNB0910	Abduktionskeil		133,00



SNBI 100	Kopfstütze anpassbar		◆
SNBI 110	Kopfstütze mit Wangenunterstützung		102,00
SNBI 120	Nackenstütze		○
SNBI 130	Hygienebezug für Kopfstütze		36,00
SNBI 200	Seitenpelotte Standard, links		84,00
SNBI 210	Seitenpelotte abschwenkbar, links		132,00
SNBI 220	Seitenpelotte Standard, rechts		84,00
SNBI 230	Seitenpelotte abschwenkbar, rechts		132,00
VORDERRÄDER			
SNBI 420	150 x 30 mm (6") pannensicher, Schwarz		○
SNBI 440	200 x 45 mm (8") pannensicher, Schwarz		◆
HINTERRÄDER			
SNBI 520	24" Standard-Hinterräder mit Steckachse		◆
SNBI 525	24" Hinterräder mit Trommelbremse und Steckachse		225,00
SICHERHEITZUBEHÖR			
SNBI 650	Haltegurt		59,00
ZUBEHÖR			
SNBI 700	Therapietisch mit Ellenbogenpolster inkl. Montage-Kit		174,00
SNBI 710	Therapietisch inkl. Montage-Kit		157,00
SNBI 770	Anbauhalterung Alber Viamobil V25		361,00
SNBI 780	Infusionsständer		92,00
SNBI 790	Verriegelung für Therapietisch		27,00
SNBI 800	Montage-Kit für Therapietisch		30,00

