



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 07562 700-38 · kundenservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® **Comet® Pro** CE
 Invacare® **Comet® ULTRA** Lagervariante
 Invacare® **Comet® Alpine+**
 Benutzergewicht: max. 160 kg (Comet®Pro / Comet®Alpine+), max. 220 kg (Comet®Ultra)
Grundpreis: ab 4.251,26 €

Kunden-Nr.:
 Ansprechpartner:
 Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Comet® PRO	Comet® ULTRA	Comet® Alpine+	Preis €	Preis inkl. MwSt (19%)
1640180	Invacare® Comet® PRO , 4-Rad-Scooter, 15 km/h, Silber, bis 160 kg				4.251,26	5.059,00
1640182	Invacare® Comet® PRO , 4-Rad-Scooter, 15 km/h, Stahlblau, bis 160 kg				4.251,26	5.059,00
1640181	Invacare® Comet® PRO , 4-Rad-Scooter, 15 km/h, Rubinrot, bis 160 kg				4.251,26	5.059,00
1640184	Invacare® Comet® ULTRA , 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Graphitgrau, bis 220 kg				4.881,51	5.809,00
1640183	Invacare® Comet® Alpine+ , 4-Rad-Scooter, 10 km/h, Graphitgrau, bis 160 kg				4.671,43	5.559,00

LIEFERUMFANG						
	Komfort-Sitz Comet® PRO und Comet® Alpine+ , drehbar, mit Kopfstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 510 mm	◆		◆		
	Ultra-Sitz für Comet® ULTRA , drehbar, mit Kopfstütze, aufblasbarer Lordosenstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 660mm		◆			
	Armlehnen, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar	◆		◆		
	HD-Armlehnen, verstärkt, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar		◆			
	Sitzschienen, ermöglichen die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule	◆	◆	◆		
	Verstärkte Sitzaufnahme		◆			
	Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel	◆	◆	◆		
	Ergonomischer Lenkgriff	◆	◆	◆		
	LCD-Display mit hervorgehobenen Tasten und Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand	◆	◆	◆		
	Premium-Rückspiegel links	◆	◆	◆		
	Premium-Rückspiegel rechts	◆	◆	◆		
	Bremshebel	◆	◆	◆		
	Leistungsstarker Antrieb (1600W) mit 2-stufiger Entkupplung	◆				
	Leistungsstarker Antrieb (1800W) mit 2-stufiger Entkupplung		◆	◆		
	Leistungs Power-Modul für Kraft und hohes Drehmoment		◆	◆		
	Transportbefestigungsbügel (4 Stück) am Fahrwerkrahmen	◆	◆	◆		

WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE						
	Automatische Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt (abschaltbar)	◆	◆	◆		
	OptiCharge Ladegerät, 8 A, extern	◆	◆	◆		
	2 x 75 Ah AGM-Batterie für große Reichweite	◆	◆	◆		
	Leuchtstarke Lichtanlage nach StVZO mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht	◆	◆	◆		
	Heckmarkierungstafel nach FZV §4 - erforderlich	◆	◆	◆		
	Federnde Luftbereifung mit extra großen 13"-Rädern für einfaches Überwinden von Hindernissen	◆	◆	◆		
	Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten	◆	◆	◆		
	Fahrwerk mit einstellbarer Einzelrad-Federung für hohen Fahrkomfort	◆		◆		
	Fahrwerk mit 4 HD-Federelementen, für hohen Fahrkomfort		◆			
	Korb, vorn, abnehmbar	◆	◆	◆		

SICHERHEITZUBEHÖR (zur Eigenmontage beigelegt)

SITZOPTIONEN						
ZB1518274	Haltegurt mit Schnappverschluss				68,07	81,00
ZB1521980	Sitzlifter, Einbausatz (12cm), (nicht bei Comet® ULTRA) (NC:Sitzfederung)				552,94	658,00
ZB1528986	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)				111,76	133,00
ZB1528987	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)				111,76	133,00
ZB1528988	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)				111,76	133,00

ZBI522459	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)				111,76	133,00
ZBI522460	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)				111,76	133,00
ZBI522461	Sitzfederung, Einbausatz (bis 160 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)				111,76	133,00
ZUBEHÖR (beigelegt)						
MOBILTELEFON						
API637917	USB-Adapter				68,07	81,00
API637912	Halterung für Mobiltelefon				42,02	50,00
HALTER						
ZBI528274	Stockhalter zur Montage links oder rechts (wird eine Heckmarkierungstafel angebracht, ist die Montage des Stockhalters ausschließlich rechts möglich)				90,76	108,00
ZBI553851	Halter für Rollator inkl. Stockhalter				206,72	246,00
API580671	Inkl. geeigneter Halterung für Heckmarkierungstafel in Verb. mit Rollatorhalter	○	○	○		
ZBI521594	Getränkehalter				42,02	50,00
RAMMSCHUTZ						
ZBI528298	Rammsschutzbügel vorn, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial				77,31	92,00
API638967	Rammsschutzbügel hinten, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial				77,31	92,00
PERSONALISIERTER SCHLÜSSEL						
ZBI543154	Zylinder mit zwei personalisierten Schlüsseln				47,90	57,00
BEHÄLTER UND KÖRBE						
API637910	Wertsachenbox, abschließbar, Schwarz, zur Montage vorne (NC: XL-Korb)				172,27	205,00
API637915	XL-Korb zur Montage an der Lenksäule (NC: Wertsachenbox vorne)				68,07	81,00
WIND- UND WETTERSCHUTZ						
ZBI543160	Windschild				77,31	92,00
ZBI518240	Regenabdeckung, schützt den geparkten Scooter vor Regen und Schmutz				90,76	108,00
ZBI521684	Sitzüberzug (Schwarz), schützt den Sitz vor Regen und Schmutz (nicht für Comet®ULTRA)				59,66	71,00
SONSTIGES						
ZBI521644	Ladeadapterkabel zum Aufladen von ausgebauten Batterien (z. B. im Winter)				99,16	118,00
SPI541502	Verlängerungsstange (erforderlich für Zubehör bei Comet®ULTRA)		◆			
ZBI521592	Warnweste				25,21	30,00