



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 07562 700-38 • kundenservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® **Action® AMPLA™** CE

Benutzergewicht: **max. 300 kg**

Grundpreis: 5.047,00 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	€						
SMB0001	Invacare Action AMPLA	5.047,00						
SMBSPEC	Sonderbau	auf Anfrage						
ANTRIEBSVERSION								
SMB0500	Greifreifenantrieb	◆						
SITZ								
SITZBREITE								
SMB1000	505 mm (nicht mit Sitzkissen Invacare Matrix PS)	○						
SMB1010	555 mm	○						
SMB1020	605 mm	○						
SMB1030	655 mm	○						
SMB1040	705 mm	○						
SMB1050	755 mm	○						
SITZTIEFE								
SMB1100	Effektive Sitztiefe 460 mm (A); Rücken montiert auf Sitztiefe 495 mm (B)	◆						
SMB1110	Effektive Sitztiefe 510 mm (A); Rücken montiert auf Sitztiefe 545 mm (B)	○						
Sitztiefe in mm	(MM)	Sitzbreite in mm						
		505	555	605	655	705	755	
		460	○	○	○	○	○	○
		510	○	○	○	○	○	○
SITZHÖHE (der Sitzwinkel beträgt immer 1°)								
SMB1200	380 - 405 mm; voreingestellt auf 380 mm	○						
SMB1210	380 - 405 mm; voreingestellt auf 405 mm	◆						
SMB1220	430 - 455 mm; voreingestellt auf 430 mm	○						
SMB1230	430 - 455 mm; voreingestellt auf 455 mm	○						
Sitzhöhe hinten (SHh)	(MM)	Sitzhöhe vorne (SHv)						
		380	405	430	455			
		370	○					
		395		○				
		420			○			
445				○				
SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG								
SMB1300	Nylonbespannung	◆						
RÜCKEN								
RÜCKENAUSFÜHRUNG: abklappbarer Rücken inkl. Verriegelung auf der Sitzfläche								
SMB2000	Höheneinstellbar 450 - 525 mm in 25 mm Schritten; voreingestellt auf 450 mm	○						
SMB2010	Höheneinstellbar 450 - 525 mm in 25 mm Schritten; voreingestellt auf 500 mm	◆						
RÜCKENPOLSTER								
SMB2100	Standard, fest	◆						
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN								
Beinstützenoberteil rechts								
SMB3110	Nach innen und außen wegschwenkbar, abnehmbar, rechts	◆						
Beinstützenoberteil links								
SMB3210	Nach innen und außen wegschwenkbar, abnehmbar, links	◆						



2000/2010



3110/3210

Fußplatten rechts						
SMB3400	Hochklappbar, winkel- und tiefenverstellbar, kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		153,00			
SMB3420	Hochklappbar, fest, kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband	◆				
SMB3450	Hochklappbar, winkel- und tiefenverstellbar, lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		153,00			
SMB3470	Hochklappbar, fest, lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband	○				
Fußplatten links						
SMB3500	Hochklappbar, winkel- und tiefenverstellbar, kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		153,00			
SMB3520	Hochklappbar, fest, kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband	◆				
SMB3550	Hochklappbar, winkel- und tiefenverstellbar, lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		153,00			
SMB3570	Hochklappbar, fest, lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband	○				
Einstellmöglichkeiten der Fußplatte mit langem Einschubrohr						
Unterschenkellänge						
Sitzhöhe		445	465	485	505	525
	380					
	405					
	430					
	455					
TRANSFERHILFE						
SMB4110	Transferhilfe rechts		◆			
SMB4210	Transferhilfe links		◆			
POSITIONIERUNGSOPTIONEN						
INVACARE SITZKISSEN						
SMB5000	Standard-Sitzkissen (Tiefe: 560 mm); max. Nutzergewicht: 300 kg		92,00			
RAHMENFARBEN						
SMB6000	Kokos-Weiß		◆			
SMB6010	Delfin-Grau		○			
SMB6099	Sonderfarbe gem. Kundenwunsch; bitte gewünschten RAL-Ton angeben		514,00			
FARBAKZENTE						
SMB6500	Lagunen-Blau		○			
SMB6510	Flamingo-Pink		○			
SMB6520	Limonen-Grün		○			
VORDERRÄDER						
SMB7000	5" x 1 3/8" (125 x 35 mm) pannensicher, Schwarz		○			
SMB7010	6" x 1 3/8" (150 x 35 mm) pannensicher, Schwarz		◆			
HINTERRÄDER						
HINTERRADAUSFÜHRUNG, mit schwarzen Kunststoffspeichen						
SMB7100	24" x 1" pannensicher, Schwarz, inkl. Alu-Greifreifen in Schwarz		◆			
HINTERRADACHSE						
SMB7200	Steckachse		◆			
BREMSEN						
SMB8000	Druckbremse		◆			
SMB8010	Bremsen für Begleitperson inkl. Druckbremsen und höhenverstellbarem Schiebebügel (NC: Stockhalter rechts)		411,00			
SICHERHEITZUBEHÖR						
SMB8500	Transport-Befestigungskit		153,00			
SMB8510	Beckengurt		81,00			
SMB8520	Kippschutz, Paar		98,00			
SONSTIGES ZUBEHÖR						
SMB9000	Stockhalter rechts (nicht mit Stockhalter links, Infusionsständer rechts)		46,00			
SMB9010	Stockhalter links		46,00			
SMB9020	Infusionsständer rechts; inkl. höhenverstellbarem Schiebebügel (nicht mit Infusionsständer links)		287,00			
SMB9030	Infusionsständer links; inkl. höhenverstellbarem Schiebebügel		287,00			
SMB9040	Halterung für Sauerstoffflasche		123,00			
SMB9050	Höhenverstellbarer Schiebebügel		205,00			
SMB9060	Passierfunktion mit Anti-Kipp-Funktion, empfohlen für SB 605-755 mm		411,00			

