

Invacare® **Cetus**

CE

Benutzergewicht: max. 226 kg

Grundpreis: 7.368,91 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

 Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert
 Standard-Option
 Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in EUR	Preis in EUR inkl. MwSt (19%)		
1661628	Invacare® Cetus , 4-Rad-Scooter, 15 km/h, Silber, bis 226 kg				
	LIEFERUMFANG <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Sitz höhenstellbar mit Kopfstütze und Rückentasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 559 mm • Armlehnen winkeleinstellbar, nach hinten schwenkbar • Sitzschienen, ermöglichen die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule • Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel • Ergonomischer Lenkgriff • LCD-Display mit hervorgehobenen Tasten und Anzeige von Geschwindigkeit, Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand • Premium-Rückspiegel links und rechts • Handbremse • Leistungsstarker Antrieb (800 W) mit 2-stufiger Entkupplung • Transportbefestigungsbügel (4 Stück) am Fahrwerkrahmen WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE <ul style="list-style-type: none"> • Automatische Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt (abschaltbar) • Ladegerät 12 A, extern • 2 x 12 V / 100 Ah AGM-Batterie für eine große Reichweite • Leuchtstarke Lichtanlage nach StVZO mit Scheinwerfern, Blinkern, Reflektoren und Bremslicht • Heckmarkierungstafel nach FZV §4 - erforderlich • Federnde Luftbereifung mit extra großen 15"-Rädern für ein einfaches Überwinden von Hindernissen • Stützräder für ein kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten • Fahrwerk mit einstellbarer Hinterradfederung und Einzel-Vorderradfederung für hohen Fahrkomfort 	◆	7.368,91	8.769,00	
SICHERHEITZUBEHÖR (zur Eigenmontage beigelegt)					
RAMMSCHUTZ					
AP1655683	Rammsschutzbügel vorne, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial		77,31	92,00	
AP1655701	Rammsschutzbügel hinten, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial		77,31	92,00	
ELEKTRISCHER SITZLIFTER					
AP1655737	Elektrischer Sitzlifter, Einbausatz (12 cm)		552,94	658,00	
MOBILTELEFON					
AP1655704	USB-Ladeadapter		68,07	81,00	
AP1655703	Halterung für Mobiltelefon		67,23	80,00	
HALTER					
AP1655664	Halter für Rollator inkl. Stockhalter		206,72	246,00	
AP1655663	Stockhalter		90,76	108,00	
BEHÄLTER UND KÖRBE					
AP1661621	Korb vorne, abnehmbar (max. Belastbarkeit = 3 kg)		94,12	112,00	
AP1655638	Halter für Sauerstoffflasche		82,35	98,00	
AP1655702	Regenabdeckung, schützt den geparkten Scooter vor Regen und Schmutz		224,37	267,00	