



Yes, you can.®

Tel. 07562 700-38 · kundenservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.Invacare® **Perfecto₂TM V****Sauerstoff-Konzentrator**mit Energiesparmodus: 320 Watt maximale Stromaufnahme!
Kompatibel mit **HomeFill® II** Füllstation

HMV-Nr.: 14.24.06.0016

Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

Stück	Artikel- nummer	Bezeichnung	HMV-Nr.	Preise in EURO (ohne MwSt.)
	IRC5PO2VAW- HMV	Invacare® Perfecto₂TM V Sauerstoff-Konzentrator mit Sauerstoffsensord und Energiesparmodus: 320 Watt max. Stromaufnahme, bis 5 l/min max., Stromversorgung durch Netzteil Kompatibel mit HomeFill® II Füllstation Lieferumfang: Nasenkanüle STANDARD, für Erwachsene Befeuchterflasche, nachfüllbar (325 ml, Sicherheitsventil 3 psi) Schlauch (220 mm) mit Anschlussadapter	14.24.06.0016	1495,00
	1527501- M5PO2	Ersatz-Filter für Invacare® Perfecto₂TM V Jahresfilterkit (5.000 Betriebsstunden) Lieferumfang: Gehäusefilter Einlassfilter HEPA Partikelfilter	14.99.99.4001	23,15
	1527501- MINPO2	Patientenwechsel- / Wiedereinsatzkit Lieferumfang: Nasenkanüle STANDARD, für Erwachsene Befeuchterflasche, nachfüllbar (325 ml, Sicherheitsventil 3 psi) Jahresfilterkit (5.000 Betriebsstunden) Schlauch (220 mm) mit Anschlussadapter für Befeuchterflasche	14.99.99.1031 14.99.99.4001 14.99.99.1033	43,00
	1180107	Invacare-Kit (ISO 8359) Firebreak für Perfecto₂TM V (Metall-Sauerstoffauslass, Montageanleitung)		21,50
	1663516	Firesafe Rückschlagventil	14.99.99.0031	13,80

BEMERKUNGEN