



Yes, you can.

Tel. 07562 700-38 · Fax 0800 937 968 226

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® SOLO₂ CE
transportabler Sauerstoff-Konzentrator

mit kontinuierlichem Sauerstofffluss von 0,5 bis 3 l/min sowie Demandmodus I bis 5; Stromversorgung durch Akku, Netzteil für 100 bis 240 V sowie Netzteil 12V mit Adapterstecker
 HMV-Nr.: 14.24.04.6005

Kunden-Nr: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Stück	Artikelnummer	Bezeichnung	HMV-Nr.	Preise in EURO (ohne MwSt.)
	TPO100B-EU	Invacare® SOLO₂ transportabler Sauerstoffkonzentrator 2 Betriebsarten, kontinuierlicher Sauerstofffluss von 0,5 - 3 l/min, Demandmodus I - 5; Stromversorgung durch Akku für 100 - 240 V, Netzteil 12 V mit Adapterstecker, 3 Jahre Garantie Lieferumfang: Transportabler Konzentrator mit kontinuierlicher oder Impuls - Demand Sauerstoffabgabe Interner, wechselbarer Akkupack für netzunabhängige Reichweite (TPO110) Netzteil für 230 V (TPO132) Netzteil für 12 V (TPO140) Stromversorgung inklusive Adapterstecker 2-rädriger Leichtlauf-Trolley mit versenkbarem Handgriff	14.24.04.6005	4.550,00
		Zubehör für Invacare® Sauerstoffkonzentrator SOLO₂		
	1533371-TPO110	Wechselbarer, aufladbarer Akku	14.99.99.0006	695,00
	1533371-TPO120	2-rädriger Leichtlauf-Trolley mit versenkbarem Handgriff		115,00
	1533371-TPO132	Netzteil AC 100 bis 240 V 50/60 Hz Versorgung		285,00
	1533371-TPO140	Netzteil DC 12 bis 16 V 50 Hz Versorgung mit Autosteckdosenadapter		65,00
	1533371-TPO160	Transporttasche für Zubehör		39,00
	1533371-TPO170	Transporttasche für Zubehör inkl. Befeuchterkit		46,00
	TPO115-EU	Externes Ladegerät für SOLO₂		337,00
	1551710	Filter Kit Lieferumfang: Einlassfilter Gehäusefilter HEPA Partikelfilter		21,50
	1182068	Invacare-Kit (ISO 8359) Firebreak und Filter für SOLO₂ (Metall-Sauerstoffauslass, Montageanleitung)		24,00
	PL6053-W24	Garantiepaket 5 Jahre (Verlängerung der Garantie auf 5 Jahre)		150,00

BEMERKUNGEN