



Invacare® TDX® SP2^{NB} LINX® CE

HMV-Nummer: 18.50.04.0177

Extrem wendiger Elektro-Rollstuhl mit Zentralantrieb. Sehr stabile Fahreigenschaften auch beim Überfahren von Hindernissen. Ideal für den Innenbereich, stabil und sicher auch im Außenbereich

Benutzergewicht: **max. 150 kg**

Grundpreis: 7.814,00 € ohne Liftmodul

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	Preis
1650877		Invacare® TDX® SP2^{NB}	7.814,00
		Standardkonfiguration	
		Sitz	
		<ul style="list-style-type: none"> • ARL2100 Modulite-Sitz • ARL2111 Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) • ARL2122 Voreingestellte Sitzbreite 430 mm • ARL2129 Standard profilierte Führungsschiene zur Einstellung der Sitztiefe (für Sitztiefe 410 - 510 mm) • ARL2134 Sitztiefe 460 mm • ARL2142 Invacare MatrX Flo-tech Lite Sitzkissen, 75 mm • ARL1091 Manuelle Sitzwinkelverstellung 	
		Rücken	
		<ul style="list-style-type: none"> • ARL2163 Rückenrahmen Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel • ARL2107 Rücken mit Schiebegriffen • ARL2171 Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm) • ARL2151 Polsterfarbe Schwarz (Nylon) • ARL0975 Manuelle Rückenwinkelverstellung, in Stufen winkeleinstellbar (3,75°-Schritte) 	
		Seitenteile, Beinstützen, Kopfstütze	
		<ul style="list-style-type: none"> • ARL2191 Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (290 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen) • ARL2195 Standard Armlehnenpolster (325 mm) • ARL0565/0566 Standard Beinstützen 80° mit festem Winkel • ARL0505/0502 Fußplatten, nicht winkeleinstellbar • ARL1350 Nackenstütze, tiefeinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) 	
		Fahrpult	
		<ul style="list-style-type: none"> • ARL2204 Fahrpult LiNX REM216 • ARL1207 Fahrpulthalter Standard rechts 	
		Farbauswahl	
		<ul style="list-style-type: none"> • ARL0228 Verkleidungsfarbe Schwarz-Glanz 	
		Fahreinheit	
		<ul style="list-style-type: none"> • Vorder- und Hinterräder 150 mm, pannensicher, Schwarz, abriebfrei • ARL0704 Zentrale Antriebsräder 14", Luftbereifung, Schwarz, abriebfrei • ARL2621 Ohne Felgenring • ARL2632 Doppelseitige Gabel (Vorder- und Hinterradgabel) • ARL1282 6 km/h DuraWatt (drehmomentstarke, laufruhige 4-Pol-Motoren) • ARL1257 50 Ah Gel-Batterien • ARL1313 Ladegerät 10 A (200 - 250 V) 	
		Sicherheitsoptionen	
	<ul style="list-style-type: none"> • ARL1367 Lichtenanlage klassisch mit Blinkern • ARL1494 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19 		