

# Bestellung



## Angebot

Yes, you can.®

Tel. 07562 700-38 • rehabservice@invacare.com

Preise in Euro  
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® **XLT Max** CE

Benutzergewicht: **max. 180 kg**

**Grundpreis: 3.599,- €**

Kunden-Nr: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_


Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	€
BTA0010	Invacare® XLT Max		<b>3.599,00</b>
BTA8000	Sonderbau (vollständige Beschreibung inkl. Zeichnung, per Fax oder E-Mail)		auf Anfrage
<b>ANTRIEBSART</b>			
BTA0020	Greifreifenantrieb		◆
BTA0030	Mit Trommelbremse für Begleitperson, nur mit höhenverstellbaren Schiebegriffen (Aufpreis) (NC: 0570, 0580, 0630, 0970, 1050)		349,00
<b>RAHMEN</b>			
BTA0040	Aktiv-Rahmen, 75°		◆
<b>SITZKONFIGURATION</b>			
<b>SITZBREITE</b>			
BTA0050	505 mm		<input type="radio"/>
BTA0060	555 mm		175,00
BTA0070	605 mm		175,00
<b>SITZTIEFE</b>			
BTA0080	500 mm (stufenlos einstellbar von 460 bis 500 mm)		<input type="radio"/>
BTA0090	550 mm (stufenlos einstellbar von 510 bis 550 mm)		<input type="radio"/>
BTA0100	600 mm (stufenlos einstellbar von 560 bis 600 mm) (NC: 0650)		<input type="radio"/>
<b>SITZHÖHE</b>			
<b>SITZHÖHE VORN (SHv)</b>			
BTA0110	440 mm (NC: 0200, 0260, 0270, 0410, 0420, 0430, 0440, 0895, 0900, 0910, 0920, 0930)		<input type="radio"/>
BTA0120	450 mm (NC: 0200, 0270, 0410, 0420, 0430, 0440, 0895, 0900, 0910, 0920, 0930)		<input type="radio"/>
BTA0130	460 mm (NC: 0200, 0270, 0410, 0420, 0430, 0440, 0880, 0920, 0930)		<input type="radio"/>
BTA0140	470 mm (NC: 0200, 0420, 0430, 0440, 0920, 0930)		<input type="radio"/>
BTA0150	480 mm (NC: 0430, 0440)		<input type="radio"/>
BTA0160	490 mm (NC: 0430, 0440)		<input type="radio"/>
BTA0170	500 mm (NC: 0440)		<input type="radio"/>
BTA0180	510 mm (NC: 0440)		<input type="radio"/>
BTA0190	520 mm (NC: 0200, 0210, 0880)		<input type="radio"/>
<b>SITZHÖHE HINTEN (SHh)</b>			
BTA0200	390 mm		<input type="radio"/>
BTA0210	400 mm		<input type="radio"/>
BTA0220	410 mm		<input type="radio"/>
BTA0230	420 mm		<input type="radio"/>
BTA0240	430 mm		<input type="radio"/>
BTA0250	440 mm		<input type="radio"/>
BTA0260	450 mm		<input type="radio"/>
BTA0270	460 mm		<input type="radio"/>
<b>UNTERSCHENKELLÄNGE, UL ≤ SHv-40 MM OHNE SITZKISSEN GEMESSEN</b>			
BTA0280	270 mm, nur mit hochmontierter Fußplatte (NC: 0670, 0680)		<input type="radio"/>



Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelänge. **273**

BTA0290	280 mm, nur mit hochmontierter Fußplatte (NC: 0670, 0680)		<input type="radio"/>
BTA0300	290 mm, nur mit hochmontierter Fußplatte (NC: 0670, 0680)		<input type="radio"/>
BTA0310	300 mm, nur mit hochmontierter Fußplatte (NC: 0670, 0680)		<input type="radio"/>
BTA0320	310 mm, nur mit hochmontierter Fußplatte (NC: 0670, 0680)		<input type="radio"/>
BTA0330	320 mm, nur mit hochmontierter Fußplatte (NC: 0670, 0680)		<input type="radio"/>
BTA0340	330 mm, nur mit hochmontierter Fußplatte (NC: 0670, 0680)		<input type="radio"/>
BTA0350	340 mm, nur mit hochmontierter Fußplatte (NC: 0670, 0680)		<input type="radio"/>
BTA0360	350 mm, nur mit hochmontierter Fußplatte (NC: 0670, 0680)		<input type="radio"/>
BTA0370	360 mm, nur mit hochmontierter Fußplatte (NC: 0670, 0680)		<input type="radio"/>
BTA0380	370 mm, nur mit hochmontierter Fußplatte (NC: 0670, 0680)		<input type="radio"/>
BTA0390	380 mm (NC: 0700)		<input type="radio"/>
BTA0400	400 mm (NC: 0700)		<input type="radio"/>
BTA0410	420 mm (NC: 0700)		<input type="radio"/>
BTA0420	440 mm (NC: 0700)		<input type="radio"/>
BTA0430	460 mm (NC: 0700)		<input type="radio"/>
BTA0440	480 mm (NC: 0700)		<input type="radio"/>



**Bestimmung der Unterschenkellänge (UL):**

- 1) Unterschenkel des Patienten **ohne Sitzkissen** messen
- 2) Von der gemessenen Unterschenkellänge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen
- 3) Ergebnis als UL eintragen

**RÜCKEN**

**RÜCKENAUSFÜHRUNG**

BTA0450	Spannung über Klettbänder anpassbar, höhenstellbar, stufenlos winkelverstellbar, abklappbar		<input checked="" type="checkbox"/>
---------	---	--	-------------------------------------

**RÜCKENHÖHE**

BTA0510	400 mm, verstellbar von 400 bis 440 mm in 20 mm-Schritten		<input type="radio"/>
BTA0520	420 mm, verstellbar von 400 bis 440 mm in 20 mm-Schritten		<input type="radio"/>
BTA0530	440 mm, verstellbar von 400 bis 440 mm in 20 mm-Schritten		<input type="radio"/>
BTA0540	450 mm, verstellbar von 450 bis 490 mm in 20 mm-Schritten		<input type="radio"/>
BTA0550	470 mm, verstellbar von 450 bis 490 mm in 20 mm-Schritten		<input type="radio"/>
BTA0560	490 mm, verstellbar von 450 bis 490 mm in 20 mm-Schritten		<input type="radio"/>

**SCHIEBEGRIFFE**

BTA0570	Feste Schiebegriffe		<input checked="" type="checkbox"/>
BTA0580	Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, kurzer Griff	89,00	
BTA0590	Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, langer Griff für Trommelbremsen	99,00	
BTA0600	Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, langer Griff für Trommelbremsen, inkl. Nackenstütze	175,00	
BTA0610	Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, langer Griff für Trommelbremsen, inkl. Kopfstütze	198,00	
BTA0620	Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, langer Griff für Trommelbremsen, inkl. Kopfstütze mit Kinnunterstützung	245,00	
BTA0630	Ohne Schiebegriffe		<input type="radio"/>



0590

**SITZ**

**SITZAUSFÜHRUNG**

BTA0640	Sitzbezug, Spannung und Tiefe stufenlos einstellbar		<input checked="" type="checkbox"/>
---------	---	--	-------------------------------------

**SITZKISSEN**

BTA0650	Invacare® <b>Matrix® Flo-tech Contour</b>	149,00	
BTA0660	Ohne Sitzkissen		<input checked="" type="checkbox"/>

**FUSSAUFLAGE INKL. WADENBAND**

BTA0670	Standard-Fußbügel starr, mit Fußraste		<input checked="" type="checkbox"/>
BTA0680	Standard-Fußbügel starr, mit Fußraste und Abdeckung	59,00	
BTA0700	Fußbügel hochmontiert, für UL 270 bis 370 mm	175,00	

**ARMLEHNEN / SEITENTEILE**

BTA0710/0760	Kleiderschutz abnehmbar		<input checked="" type="checkbox"/>
BTA0720/0770	Radspritzschutz, abnehmbar		<input type="radio"/>
BTA0730/0780	Armlehne Rio, stufenlos höhenstellbar, kurzes Polster (280 mm)	158,00	
BTA0740/0790	Armlehne Comfort höhenverstellbar, breites Polster	299,00	



0670



Kleiderschutz



Radspritzschutz

Rio




**RAHMEN**

**RAHMENFARBEN**

BTA0810	Schwarz-Anthrazit		<input type="radio"/>
---------	-------------------	--	-----------------------

BTA0820	Silbergrau			○	<b>SHv - Vorderradgröße</b> 5,5" 440 - 510 mm 6" 460 - 520 mm 7" 480 - 520 mm
BTA0830	Blau			○	
BTA0840	Rot			○	
BTA0850	Orange			○	
BTA0860	Titan gestrahlt			○	
<b>VORDERRADBEFESTIGUNG</b>					
BTA0870	Lagerblock mit Winkelverstellung			◆	
<b>VORDERRÄDER</b>					
BTA0880	140x40 soft (5,5")			○	
BTA0895	150x30 mittelhart (6")			○	
BTA0900	150x30 soft (6")			○	
BTA0910	150x32 Luftbereifung (6")			○	
BTA0920	180x40 soft (7")			○	
BTA0930	180x40 Luftbereifung (7")			○	
<b>HINTERRADAUSFÜHRUNG</b>					
BTA0950	24" Standard			◆	<b>SHh - Hinterradgröße</b> 24" 390 - 460 mm
<b>BEREIFUNG</b>					
BTA0960	Pannensicher Leichtlauf			◆	
BTA0970	Schwalbe Marathon Evolution Bereifung			69,00	
<b>GREIFREIFEN</b>					
BTA0980	Aluminium			◆	
BTA0990	Edelstahl			39,00	
BTA1000	Kunststoff beschichtet			89,00	
BTA1010	Weichschaumüberzug			119,00	
BTA1020	Maxgrepp			119,00	
<b>HINTERRADBEFESTIGUNG</b>					
BTA1030	Standardbefestigung			◆	
<b>RADSTURZ</b>					
BTA1040	0°			◆	
BTA1050	2°			○	
<b>HINTERRADZUBEHÖR</b>					
BTA1060	Hand- und Speichenschutz Frost			119,00	
<b>SICHERHEIT</b>					
<b>BREMSEN</b>					
BTA1070	Standardbremse			◆	
<b>SICHERHEITSOPTIONEN</b>					
BTA1080	Beckengurt			49,00	
BTA1090	Bremshebelverlängerung, abklappbar, links			27,00	
BTA1100	Bremshebelverlängerung, abklappbar, rechts			27,00	
BTA1110	Verriegelung für Armlehne			◆	
BTA1120	Anti-Kipp-Vorrichtung, verlängert, mit integrierter Ankipphilfe, links - aus Sicherheitsgründen wird der Gebrauch von zwei Anti-Kipprädern empfohlen			49,00	
BTA1130	Anti-Kipp-Vorrichtung, verlängert, mit integrierter Ankipphilfe, rechts - aus Sicherheitsgründen wird der Gebrauch von zwei Anti-Kipprädern empfohlen			49,00	
BTA1140	Passive Beleuchtung / Reflektoren			○	
<b>ZUBEHÖR</b>					
BTA1150	Pumpe			10,00	
BTA1160	Stockhalter, links			19,00	
BTA1170	Stockhalter, rechts			19,00	
BTA1200	Werkzeug			10,00	
BTA1210	Vorderrahmenschutz			39,00	
<b>SONDERBAU</b>					
BTA8010	Bitte Beschreibung des gewünschten Sonderbau mit Skizze			auf Anfrage	
	<b>Summe</b>				



1120 / 1130