



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 07562 700-99 · rehabservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

KÜSCHALL COMPACT attract

HMV-Nr.: 18.50.03.0218
Benutzergewicht: **max. 130 kg**


Grundpreis: 1.962,00 €

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis


Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	€	
DDY0014	KÜSCHALL COMPACT attract Standardkonfiguration: - Aktiver Faltrahmen-Rollstuhl mit höheneinstellbarem Fußbügel - 70° Beinstützen mit 2-teiliger Kunststoff-Fußauflage und Wadenband - vielfältig einstellbar - Fester Rücken, ohne Lumbalknick - Anpassbare Rückenbespannung, Standard-Sitzbespannung - Kunststoff-Seitenteil mit Radabdeckung - Auswahl aus 8 Sitzbreiten (360 - 500 mm), 8 Sitztiefen (360 - 500 mm), 10 vorderen Sitzhöhen (430 - 520 mm), 10 hinteren Sitzhöhen (400 - 490 mm), 12 Rückenhöhen (330 - 495 mm) und 9 Unterschenkelängen (380 - 460 mm) - Standard-Schiebegriffe, fest, lang - Auswahl aus 4 Standard-Farben - 24" Standard-Hinterräder mit Maxxis Lite Guard Bereifung und Aluminium Greifreifen, leicht, eloxiert - feste Achsposition mit Standard-Achse - Attract-Druckbremse	1.962,00	

RAHMEN			
DDY0211	Standard-Rahmen		<input checked="" type="checkbox"/>

SITZKONFIGURATION

SITZBREITE (SB) 360 - 500 mm

Doppelkreuzstrebe ab SB 440 mm


DDY0126	SB 360 mm		<input type="checkbox"/>	 Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.
DDY0128	SB 380 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0130	SB 400 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0132	SB 420 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0134	SB 440 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0136	SB 460 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0138	SB 480 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0140	SB 500 mm		<input type="checkbox"/>	

SITZTIEFE (ST) 360 - 500 mm

DDY0412	ST 360 mm ¹⁾		<input type="checkbox"/>	 Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr, bis Vorderkante Sitzbespannung.
DDY0415	ST 380 mm ¹⁾		<input type="checkbox"/>	
DDY0417	ST 400 mm ²⁾		<input type="checkbox"/>	
DDY0420	ST 420 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0422	ST 440 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0424	ST 460 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0427	ST 480 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0429	ST 500 mm		<input type="checkbox"/>	

1) NC: Hinterradposition 1, Zugbremse „attract“ (außer in Kombination mit Hinterradposition 2)
 2) Zugbremse „attract“ (außer in Kombination mit Hinterradposition 1 oder 2)

RÜCKENHÖHE (RH) 330 - 495 mm


DDY0585	Rückenhöhe abhängig von Positionierungsrücken - bitte auswählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist (NC: winkeleinstellbarer Rücken)		<input type="checkbox"/>	 Rückenhöhe gemessen von Rollstuhl Sitzrahmen bis Oberkante Rückenbespannung.
DDY0506	RH 330 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0509	RH 345 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0512	RH 360 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0514	RH 375 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0516	RH 390 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0518	RH 405 mm		<input type="checkbox"/>	
DDY0520	RH 420 mm		<input type="checkbox"/>	

212 Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelänge.

DDY0522	RH 435 mm			○
DDY0524	RH 450 mm			○
DDY0526	RH 465 mm			○
DDY0528	RH 480 mm			○
DDY0530	RH 495 mm			○

SITZHÖHE VORN (SHv) 430 - 520 mm (bitte die nachfolgende Kombinationstabelle beachten)

Sitzhöhe vorn		
Vorderrad / Vorderradbefestigung	Hoch montierter Höhenadapter	Standard
5"	430 - 450	460 - 520
6"	450 - 470	480 - 520
7"	480 - 500	510 - 520




DDY0845	SHv 430 mm ¹⁾		
DDY0846	SHv 440 mm ¹⁾		
DDY0847	SHv 450 mm ²⁾		
DDY0848	SHv 460 mm ²⁾		
DDY0849	SHv 470 mm ²⁾		
DDY0850	SHv 480 mm		
DDY0851	SHv 490 mm		
DDY0852	SHv 500 mm		
DDY0853	SHv 510 mm		
DDY0854	SHv 520 mm		

1) NC: 6" und 7" Vorderräder
2) NC: 7" Vorderräder

SITZHÖHE HINTEN (SHh) 400 - 490 mm

Allgemein: SHv-SHh = max. 80 mm
Bei 70°-Beinstützen: max. SHh = "SHv - 0 mm"
Bei 90°-Beinstützen: max SHh = "SHv - 30 mm"

DDY0945	SHh 400 mm ¹⁾		
DDY0946	SHh 410 mm		
DDY0947	SHh 420 mm		
DDY0948	SHh 430 mm		
DDY0949	SHh 440 mm		
DDY0950	SHh 450 mm		
DDY0951	SHh 460 mm		
DDY0952	SHh 470 mm		
DDY0953	SHh 480 mm		
DDY0954	SHh 490 mm		



1) NC: Kleiderschutz und Radspritzschutz fest

UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 380 - 460 mm

Unterschenkelänge max. SHv - 20 mm bei 70°-Beinstützen; SHv - 30 mm bei 90°-Beinstützen

Bestimmung der Unterschenkelänge (UL):

- 1) Unterschenkelänge des Nutzers **ohne Sitzkissen** messen
- 2) Von der gemessenen Unterschenkelänge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen
- 3) Ergebnis als UL eintragen

UL = ULpatient - SK

DDY1679	UL 380 mm		
DDY1680	UL 390 mm		
DDY1681	UL 400 mm		
DDY1682	UL 410 mm		
DDY1683	UL 420 mm		
DDY1684	UL 430 mm		
DDY1685	UL 440 mm		
DDY1686	UL 450 mm ¹⁾		
DDY1687	UL 460 mm ²⁾		

1) NC: Beinstütze 90°
2) NC: Beinstütze 90°, winkleinstellbare Fußauflagen


RÜCKEN















RÜCKENAUSFÜHRUNG

DDY0736	Fester Rücken, ohne Lumbalknick			◆
DDY0705	Fester Rücken, mit Lumbalknick 7,5° (NC: Invacare Matrix Rücken)			○
DDY0720	Winkleinstellbarer Rücken, 82° bis 102°			184,00


WINKELVOREINSTELLUNG (bei winkleinstellbarem Rücken)

DDY0707	82° (nur möglich wenn SHv-SHh=80mm)			○
---------	-------------------------------------	--	--	---



DDY0718	86°			○					
DDY0709	90°			○					
DDY0719	94°			○					
DDY0711	98°			○					
DDY0712	102°			○					
RÜCKENPOLSTERUNG									
DDY0700	Standard-Rückenbezug, leicht gepolstert (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, Rückenstabilisierungsstange)			○	 				
DDY0725	Anpassrücken, einstellbar über Klettbänder, Schwarz-Grau			◆					
DDY0735	Aero-Rücken, atmungsaktiv, einstellbar über Klettbänder			164,00					
DDY0769	Ohne Rückenpolster (bitte wählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist) (NC: Rückenstabilisierungsstange)			○	  				
SCHIEBEGRIFFE									
DDY0702	Standard-Schiebegriffe fest, lang			◆					
DDY0750	Ohne Schiebegriffe (NC: Hinterräder mit Trommelbremse)			○					
DDY0751	Standard-Schiebegriffe fest, kurz (NC: Hinterräder mit Trommelbremse)			○					
DDY0703	Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt (NC: Armlehnenrohre)			215,00					
DDY0733	Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert (NC: Rückenstabilisierungsstange)			195,00					
DDY0704	Schiebegriffe abklappbar (NC: Hinterräder mit Trommelbremse, Rückenstabilisierungsstange)			143,00	 				
RÜCKENOPTION									
DDY1491	Rückenstabilisierungsstange bei hohen RH, abschenkbar, abnehmbar (NC: abklappbare Schiebegriffe, Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert; Standard-Rückenpolster; RH 330 - 390 mm)			102,00					
SITZ									
SITZBESPANNUNG									
DDY0611	Standard-Sitzbezug, mit 1 zentralen Klettband, soft			◆					
SITZKISSEN									
DDY0600	Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum)			92,00					
DDY0662	Invacare MatrX Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)			698,00	 				
<i>Invacare® MatrX® Libra, mögliche SB-ST-Kombinationen</i>									
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm								
	360	380	400	420	440	460	480	500	
360	X	X	✓	✓	X	X	X	X	
380	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
400	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
420	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
440	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
460	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
480	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
500	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Spezielle Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.									
DDY0606	Sitztasche mit Clips zum Befestigen und Entfernen			71,00	 				
SITZUBEHÖR									
DDY0616	Sitztasche, klein			30,00					
DDY0617	Sitztasche, groß			40,00					
BEINSTÜTZEN									
Besondere Beinstützen, wie Amputationsbeinstützen oder höhenverstellbare Beinstützen können aus dem Produktprogramm von Invacare montiert und geordert werden. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Bei 70°-Beinstützen: max. SHh = "SHv - 0 mm" Bei 90°-Beinstützen: max SHh = "SHv - 30 mm"									
DDY1540	Beinstütze 70°			◆					
DDY1542	Beinstütze 90° (NC: 6" / 7"-Vorderräder; UL 450/460 mm, winkleinstellbare Fußauflage in Verbindung mit SHv <480mm, Fußauflage 2-teilig Kunststoff rückversetzt)			○					
DDY1555	Ohne Beinstütze			-49,00					
FUSSAUFLAGEN									
2-TEILIGE FUSSAUFLAGEN									
DDY1562	Fußauflage 2-teilig Kunststoff, vorversetzt			◆					
DDY1563	Fußauflage 2-teilig Kunststoff, rückversetzt			○					
DDY1573	Fußauflage 2-teilig, winkleinstellbar (rückversetzt und vorversetzt montierbar), (NC: 90°-Beinstützung in Verbindung mit SHv <480mm)			246,00	 				
BÄNDER									
DDY1530	Fersenband			◆					
DDY1534	Wadenband			20,00					

SEITENTEILE			
SEITENTEILE OHNE ARMLEHNENPOLSTER (NC: Therapietisch)			
DDY1424	Kunststoff-Seitenteil-Kleiderschutz		○
DDY1425	Kunststoff-Seitenteil mit Radabdeckung - Radspritzschutz, abnehmbar; durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. + 12 mm und die Gesamtbreite um ca. + 20 mm bei Radsturz 0° oder Vario-Ax (NC: Hinterräder mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit)		102,00
DDY1426	Kunststoff-Seitenteil mit Radabdeckung - Radspritzschutz, fest (NC: SHh 400 mm, Hinterräder mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit)		◆
DDY1401	Carbon-Seitenteil - Kleiderschutz		41,00
DDY1408	Carbon-Seitenteil mit Radabdeckung - Radspritzschutz, abnehmbar; durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. + 12 mm und die Gesamtbreite um ca. + 20 mm bei Radsturz 0° oder Vario-Ax		328,00
DDY1405	Carbon-Radspritzschutz fest, festes Carbon-Seitenteil mit Radabdeckung (NC: SHh 400 mm, Hinterräder mit Trommelbremse)		226,00
SEITENTEILE MIT ARMLEHNENPOLSTER UND KLEIDERSCHUTZ			
Gesamtbreite + 20 mm			
DDY1416	Armlehnen, abnehmbar; höhenverstellbar (mit Werkzeug), kurzes Armlehnenpolster; inkl. Kunststoff-Kleiderschutz (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt)		124,00
DDY1421	Armlehnen, abnehmbar; höhenverstellbar (mit Werkzeug), langes Armlehnenpolster; inkl. Kunststoff-Kleiderschutz (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt)		124,00
DDY1445	Küschall-Armlehne mit schwarz konturriertem Bezug, rückschwenkbar; abnehmbar; höhenverstellbar; mit Armlehnenpolster 280 mm. (NC: Radsturz 3°)		195,00
DDY1411	Armlehnrohre, nicht verriegelnd, höheneinstellbar; abnehmbar; wegschwenkbar; gepolster (NC: Alber Anbau Kit, Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt)		41,00
RAHMENFARBE (Hinterrahmen und Kreuzstrebe sind immer in Attract Schwarz verbaut, Vorderrahmen und Beinstützenoberteile erhalten sie in Ihrer gewählten Farbe)			
DDY0360	Attract Schwarz		◆
DDY0307	Attract Grau		○
DDY0308	Attract Blau		○
DDY0311	Attract Rot		○
Für Farbbeispiele schauen Sie bitte in unseren Katalog oder setzen Sie sich mit unserem Kundenservice in Verbindung.			
VORDERRÄDER			
VORDERRADGRÖSSE			
DDY0810	5" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit)		○
DDY0863	5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit)		○
DDY0821	6" Lufrad (31 mm breit) (NC: 90°-Beinstütze)		26,00
DDY0820	6" Softroll Plus in Schwarz (32 mm breit) (NC: 90°-Beinstütze)		26,00
DDY0822	7" Softroll Plus in Schwarz (35 mm breit) (NC: 90°-Beinstütze)		26,00
VORDERRADBEFESTIGUNG			
DDY0864	Höhenadapter; hoch montiert (für niedrige Sitzhöhe vorn, Rahmen 30 mm tiefer)		○
DDY0865	Standard		◆
DDY0866	Höhenadapter; tief montiert (für hohe Sitzhöhe vorn, Rahmen 30 mm höher)		○
HINTERRÄDER			
RADSTAND			
DDY0250	Standard-Hinterradbefestigung		◆
HINTERRADPOSITION			
DDY0264	1. Position von vorn (aktivste Position) (NC: ST 360/380 mm)		○
DDY0265	2. Position von vorn		◆
DDY0266	3. Position von vorn (am wenigsten aktive Position) (NC: Alber Anbau Kit)		○
HINTERRADGRÖSSE			
DDY0902	24"		◆
RADSTURZ			
DDY0282	0°		○
DDY0283	3°		◆
HINTERRADAUSFÜHRUNG			
DDY0921	24" Standard Hinterräder; Leichtlaufbereifung 7,5 bar; Greifreifen Aluminium mit 6-Punkt-Befestigung, 24 Speichen und Nabe in schwarz (NC: Greifreifen, Speichenschutz)		◆
DDY0915	24" küschall® Starec-Hinterrad, schwarze Nabe und schwarze Felge, silberne Speichen (2 mm), gekreuzt gespeicht		123,00
DDY0908	24" High-Performance Hinterrad, schwarze Felge und Speichen (1,5 mm), Starec-Nabe, gekreuzt gespeicht		308,00
DDY0906	24" Spinergy LXX, Nabe, Felge und Speichen (3 mm) in Schwarz		514,00
DDY0923	24" Hinterräder mit Trommelbremse (NC: Radsturz 3°, Alber Anbau Kit, kurze Standardschiebegriffe, abklappbare Schiebegriffe, ohne Schiebegriffe)		370,00
ALBER ANBAU KIT (NC: Hinterradposition 3, 3°-Radsturz, Ankipphilfe, Stockhalter, Hinterräder mit Trommelbremse)			
DDY0926	Twion und E-Motion M25 Adapterplatte, inkl. Kippschutz der Firma ALBER		926,00



HINTERRADBBEREIFUNG			
DDY1014	24" Maxxis Lite Guard: Leichter Reifen mit klassischem Fischgrätenprofil und SilverShield Pannenschutz aus 0,45 mm Polyfasergewebe		◆
DDY1004	24" Pannensicher; Schwarz (NC: High-Performance- und Spinergy LXX Hinterräder)		30,00
DDY1008	24" Maxxis Alpha Protect: Vielseitiger und strapazierfähiger Reifen mit Pannenschutz aus extraleichtem Polyfasergewebe		45,00
DDY1011	24" MBL Speedlite: sehr leichte Bereifung mit hohem Pannenschutz		50,00
GREIFREIFEN (NC: 24"-Standard Hinterrad)			
DDY1113	24" Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm		◆
DDY1102	24" Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		215,00
DDY1104	24" Edelstahl poliert, Abstand 30 mm		50,00
DDY1106	24" Titan, Abstand 30 mm		215,00
DDY1120	24" Carbolife Gekko S, Abstand 30 mm		442,00
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ			
DDY1200	24" Transparent (NC: 24" Standard Hinterrad)		143,00
SICHERHEIT			
BREMSEN			
DDY1311	Zugbremse „attract“, ST360/380 mm nur in Verbindung mit Hinterradposition 2, ST400 mm nur in Verbindung mit Hinterradposition 1 oder 2		○
DDY1312	Druckbremse „attract“		◆
DDY1306	Zugbremse Standard		30,00
DDY1310	Bremshebelverlängerung für Zugbremse Standard		46,00
SICHERHEITZUBEHÖR			
Pro Seite können max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Ankipphilfe, Stockhalter, Transiträder) gewählt werden			
DDY1702	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts		123,00
DDY1703	Kippschutz, wegschwenkbar, links		123,00
DDY1704	Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig		242,00
DDY1730	Positionierungsgurt mit Klippverschluss		50,00
DDY1710	Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen		◆
SONSTIGES ZUBEHÖR			
Pro Seite können max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Ankipphilfe, Stockhalter, Transiträder) gewählt werden			
DDY1729	Hinterrahmenschutz, angeschraubt		30,00
DDY1760	Therapeutisch einstellbar, Polycarbonat, nur mit langen Armlehnen, höhenverstellbar und abnehmbar (NC: Kleiderschutz, Radspritzschutz)		287,00
DDY1708	Ankipphilfe, rechts (NC: Stockhalter rechts, Alber Anbau Kit)		50,00
DDY1709	Ankipphilfe, links (NC: Stockhalter links, Alber Anbau Kit)		50,00
DDY1718	Ankipphilfe, beidseitig (NC: Stockhalter, Alber Anbau Kit)		98,00
DDY1706	Stockhalter, rechts (NC: Ankipphilfe, rechts, Alber Anbau Kit)		50,00
DDY1707	Stockhalter, links (NC: Ankipphilfe, links, Alber Anbau Kit)		50,00
DDY1719	Stockhalter, beidseitig (NC: Ankipphilfen, Alber Anbau Kit)		98,00
DDY1712	küschall® Uhr als Lagerblockabdeckung, rechts		81,00
DDY1713	küschall® Uhr als Lagerblockabdeckung, links		81,00
DDY1717	Werkzeugsatz		10,00
RÄDERTASCHE			
DDY1728	24" Rädertasche für Hinterräder ideal für Transport oder Reise		77,00
SERVICEPAUSCHALE			
I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		150,00
BEMERKUNGEN			

