



Rea® Dahlia® 30° CE

HMV-Nummer: 18.50.02.7066

Benutzergewicht: **max. 135 kg**

Grundpreis: 3.760,00 €

Kunden-Nr: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Gewicht des Patienten =					kg
Beschreibung					
Rea® Dahlia® 30°					
	Sitzbreite			Preis	
	390 mm	440 mm	490 mm		
Ohne Trommelbremse	DPI 652427	DPI 652428	DPI 652429	3.760,00	
Mit Trommelbremse	DPI 652424	DPI 652425	DPI 652426	3.985,00	
Standardkonfiguration					
Sitz					
• BVA0080	Sitzbreitenverstellung + 50 mm				
• BVA0170	Sitzhöhe 450 mm				
• BVA0250	Tiefenverstellbarer Sitz 430 - 500 mm				
• BVA0270	Sitzkissen Flo-Shape				
• BVA0620	Sitzwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson)				
Rücken					
• BVA0640	Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson)				
• BVA0360	Gerade Rückenrohre				
• BVA0430	Flex 3 Rückenplatte, in der Breite und in der Höhe anpassbar				
• BVA0480	Ohne Rückenbreitenerweiterung				
• BVA0500	Rückenkissen Laguna (laterale Unterstützung)				
• BVA0570	Rückenpolsterung Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material				
• BVA0600	Schiebegriffe mit Bügel, ohne Aufnahme für Kopfstütze				
Beinstützen, Armlehnen, Kopfstütze					
• BVA0815/0835	Fußplatten fest mit Fersenband				
• BVA0855	Kurzes Einsteckrohr für Fußplatten				
• BVA0910/0970	Armlehnen höhenverstellbar; Standard Polster				
• BVA1110	Nackensstütze höhen- und tiefenverstellbar				
Rahmen					
• BVA1370	Farbstreifen Rahmen Silber				
Räder					
• BVA1410	Vorderradbefestigung fest				
• BVA1515	Vorderräder 200 x 45 (8") pannensicher; Schwarz				
• BVA1575	Hinterradgröße 24", mit Steckachse				
• BVA1582	Hinterradausführung Standard bzw. BVA1586 Hinterradausführung für Trommelbremse				
• BVA1625	Hinterradbereifung 1 3/8" pannensicher; Schwarz				
• BVA1650	Greifreifen Aluminium				
Sicherheitsoptionen und Zubehör					
• BVA1720	Standardbremse				
• BVA1870	Ankipphilfe				