



**Rea® *Dahlia*® 45°** CE

HMV-Nummer: 18.50.02.7076

Benutzergewicht: **max. 135 kg**

**Grundpreis: 4.245,00 €**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

**Gewicht des Patienten =**  **kg**

**Beschreibung**

*Rea® Dahlia® 45°*

	Sitzbreite			Preis
	390 mm	440 mm	490 mm	
Ohne Trommelbremse	DQ1652530	DQ1652531	DQ1652532	4.245,00
Mit Trommelbremse	DQ1652527	DQ1652528	DQ1652529	4.470,00

**Standardkonfiguration**

**Sitz**

- BXA0080 Sitzbreitenverstellung + 50 mm
- BXA0110 Sitztiefe 430 - 500 mm
- BXA0170 Sitzhöhe 480 mm
- BXA0200 Voller Sitzwinkel: positiver Sitzwinkel bis 45°
- BXA0210 Tiefenverstellbarer Sitz 430 - 500 mm
- BXA0580 Sitzwinkelverstellung über Gasdruckfeder (Begleitperson)
- BXA0230 Sitzkissen Flo-Shape
- BXA0300 Sitzpolsterung Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material

**Rücken**

- BXA0207 Voller Rückenwinkel: Rückenwinkel bis 30°
- BXA0600 Rückenwinkelverstellung über Gesdruckfeder (Begleitperson)
- BXA0320 Rückenrohre gerade
- BXA0340 Ohne Gelenk für Rückenbreitenerweiterung
- BXA0390 Flex 3 Rückenplatte, in der Breite und in der Höhe anpassbar
- BXA0440 Ohne Rückenbreitenerweiterung
- BXA0460 Rückenkissen Laguna (laterale Unterstützung)
- BXA0530 Rückenpolsterung Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material
- BXA0560 Schiebegriffe mit Bügel, ohne Aufnahme für Kopfstütze

**Beinstützen, Armlehnen, Kopfstütze**

- BXA0640 Beinstützenaufnahme niedrig, Standard
- BXA0660/0710 Beinstützenoberteile waagrecht hochstellbar, inkl. Waden- und Kniepolster, Alu 2008
- BXA0780/0820 Fußplatten fest, mit kurzen Einsteckrohren und Fersenbändern, hoch-/wegklappbar
- BXA0870/0930 Armlehnen höhenverstellbar, Standard Polster
- BXA1070 Nackenstütze höhen- und tiefenverstellbar

**Rahmen**

- BXA1330 Farbstreifen Rahmen Silber

**Räder**

- BXA1370 Vorderradbefestigung fest
- BXA1475 Vorderräder 200 x 45 (8") pannensicher, Schwarz
- BXA1535 Hinterradgröße 24", mit Steckachse
- BXA1542 Hinterradausführung Standard bzw. BXA1546 Hinterradausführung für Trommelbremse
- BXA1585 Hinterradbereifung 1 3/8" pannensicher, Schwarz
- BXA1610 Greifreifen Aluminium

**Sicherheitsoptionen und Zubehör**

- BXA1680 Standardbremse
- BXA1830 Ankipphilfe