

Action[®] XT



Leicht, faltbar, attraktiv -
Aktiv-Rollstuhl im neuen Look



Der **Action XT** ergänzt als Aktiv-Rollstuhl unsere erfolgreiche **Action**-Familie. Durch seine besonders leichten Bauteile, sein neues Design und die anpassbare, aktive Sitzposition bietet der manuelle Rollstuhl einen attraktiven Einstieg in den Aktiv-Bereich – und dazu ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Service-freundlich konstruiert und cross-kompatibel innerhalb der *Invacare* **Action**-Familie ist der **Action XT** ideal für spätere Anpassungen, z.B. beim Wiedereinsatz, geeignet.

- **Müheloser Antrieb durch viele leichtgewichtige Bauteile**
- **Bewährte und geprüfte Qualität als Teil der Action-Familie**
- **Leichter Transport durch abnehmbare Komponenten**
- **Zwei optionale Radsturzfunktionen**
- **Erweiterte Sitztiefe**



Funktion trifft auf Leichtgewicht

Aktive Fahrer setzen auf einen widerstandsarmen Antrieb und werden von den leichtgewichtigen Bauteilen des **Action XT** überzeugt sein. Der optional wählbare Radsturz reduziert den Rollwiderstand und erhöht die Stabilität des Aktiv-Rollstuhls.

Bewährte Verlässlichkeit

Die jahrelange Erfahrung und die bewährte Produktqualität der **Action**-Familie bilden die Basis für den **Action XT**. Eine Vielzahl möglicher Zusatzoptionen machen ihn zu einem individuell anpassbaren Rollstuhl, der alle Vorteile für den Wiedereinsatz mitbringt.

Kräfteparender Transport

Das reduzierte Gesamtgewicht des **Action XT** sorgt für einen mühelosen und kraftsparenden Transport. Die neue Leichtgewichts-Vorderradaufnahme trägt zum geringen Gewicht bei und ist standardmäßig enthalten.

Optionen und Merkmale



Leichtgewicht mit geringem Transportmaß

Mit weniger als 12,7 kg erfüllt der **Action XT** die Ansprüche hinsichtlich verbesserter Handhabung, Lagerung und Transport. Der Rollstuhl ist schnell und einfach zerlegbar und erreicht ein Transportgewicht von nur 7,9 kg – ohne Beinstützen, Armlehnen, Seitenteile und Hinterräder.



Tiefen- und winkeleinstellbare Fußplatten

Die ideale Anpassung der Fußplatten an den Nutzer ist mit den winkel- und tiefeinstellbaren Fußplatten möglich.



90°-Beinstützen

Eine besonders aktive Sitzposition mit einer kurzen Gesamtlänge wird durch den Einsatz der 90°-Beinstützen erzielt.



Standardbeinstützen

Die wegschwenkbaren und abnehmbaren 80°-Beinstützen sind durch das verbesserte Design noch robuster und langlebiger.



Armlehnen

Für jeden Unterstützungsbedarf sind passende Armlehnen verfügbar.



Anpassrücken

Anpassbarer Rücken für eine individuelle Rückenpositionierung.



Amputationsbeinstütze

Höhen-, winkel- und tiefeinstellbare sowie abschwenkbare Amputationsbeinstütze.



Aktive Hinterradposition

Die aktivste Hinterradposition verkürzt die Gesamtlänge und macht den **Action XT** sehr reaktionsfreudig und einfach anzutreiben. Die Position ist jederzeit neu einstellbar, z.B. wenn eine erhöhte Stabilität beim Einsatz einer Amputationsbeinstütze erforderlich ist.

Technische Daten

Weitere Informationen inkl. Bedienungsanleitungen finden Sie auf www.invacare.de

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzwinkel	Sitzhöhe	Rückenlehnenwinkel	Rückenlehnenhöhe	Rahmenwinkel
<i>Invacare Action XT</i>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 / 500 mm 400-450 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	7°	350 - 510 mm	80° / 0 - 80° / 90°
	Länge der Fußstützen	Armlehnenhöhe	Gesamtbreite ¹	Gesamtbreite gefaltet	Gesamtlänge inkl. Fußstützen ¹	Gesamtlänge ohne Fußstützen	Gesamthöhe
<i>Invacare Action XT</i>	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 mm	570 - 710 mm	285 - 305 mm	1000 - 1115 mm	717 - 907 mm	820 - 1050 mm
	Max. sichere Neigung	Wendekreis	Max. Benutzer-gewicht	Gesamtgewicht / Leergewicht	Transport-gewicht		
<i>Invacare Action XT</i>	7°	870 mm	125 kg	ab 12,7 kg	ab 7,9 kg		

Weitere Verkaufsinformationen erhalten Sie auf unserer Homepage www.invacare.de. Informationen bezüglich Nutzeranwendung, Bestimmungsmäßige Verwendung, Einstellungen und Transport, finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

- Gesamtmaße:** Einige Konfigurationen können die zulässige Gesamtlänge oder Gesamtbreite für Notausgänge übersteigen. Die Nutzung von Fluchwegen ist damit nicht möglich.

Rahmenfarben

Violett	Schwarz-Matt	Ozean-Blau	Rot-Matt	Perlweiß	Nylon Schwarz
Schiefergrau	Grün-Metallic	Anthrazit-Schwarz			

Geringe Abweichungen zu den oben dargestellten Farben sind möglich.

HMV-Nr.: 18.50.03.0220

Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
Fax +49 7562 700-66
E-Mail
kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
E-Mail
info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
E-Mail
switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch



© 2018 Invacare International Sàrl. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben entsprechen bei Drucklegung dem aktuellsten Stand. Technische Änderungen unserer Produkte behalten wir uns vor. Weitere Produktinformationen inklusive Gebrauchsanweisung finden Sie auf der Invacare Internetseite.

Stand 07/2019 - 1590730