

**Küschall®**  
UNLIMIT YOUR WORLD

***TIMELESS  
AND EASY***



KÜSCHALL COMPACT *attract*



Der küschall Compact attract ist das ideale Einstiegsmodell für alle Nutzer, die einen zuverlässigen und faltbaren Rollstuhl suchen. Vielfältige Einstellmöglichkeiten gewährleisten eine stabile Sitzposition, Wendigkeit und einen einfachen Antrieb.

Er ist vielseitig einsetzbar, bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit seinen abnehmbaren Beinstützen optimiert er jeden Transfer. Zudem machen ihn die vier matt-strukturierten Farben zu einem ansprechenden Begleiter für Jedermann.





# TECHNISCHE DATEN



Sitzbreite (SB):  
360 - 500 mm  
in 20 mm Schritten



Sitztiefe (ST):  
360 - 500 mm  
in 20 mm Schritten



Sitzhöhe (SHv, SHh):  
Vorn: 430 - 520 mm  
Hinten: 400 - 490 mm  
in 10 mm Schritten



Unterschenklänge (UL):  
380 - 460 mm  
in 10 mm Schritten



Rückenhöhe (RH):  
330 - 495 mm  
in 15 mm Schritten



Rückenwinkel (RW):  
82°/86°/90°/ 94°/98°/102°



Max. sichere Neigung:  
7°



Wendekreis:  
920 - 1125 mm



Gesamtlänge (GL):  
70°: ca. 985 mm  
90°: ca. 895 mm



Gesamtbreite:  
SB +180 mm



Gesamtbreite gefaltet:  
ca. 280 mm



Gesamtgewicht, leer:  
ca. 11.3 kg



Transportgewicht (ohne Hinterräder):  
ca. 8.7 kg



Max. Nutzergewicht:  
130 kg



Crash getestet  
Gem. ISO 7176-19

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.