



# Küschall® CHAMPION

FÜR'S REISEN  
GEMACHT.  
FÜR LEISTUNG  
GEBAUT.

---



kuschall.com



*FALTBAR UND  
KOMPAKT*

*ROBUST UND  
ZUVERLÄSSIG*

---

# *CHAMPION*

**Der Küschall Champion ist ein einzigartiger Rollstuhl, der die Fahreigenschaften eines starren Rahmens mit der Funktionalität eines faltbaren Modells vereint.** Er kombiniert modernes Design auf perfekte Weise mit einer erprobten hybriden Performance. Dank der optionalen „Swiss Knife“-Option lässt sich Dein Küschall Champion wie ein Schweizer Taschenmesser auf die Größe eines Rucksacks zusammenfalten, wodurch er zum perfekten Reisebegleiter für Deine Abenteuer wird.





## ***DAS ORIGINAL***

Mit Leidenschaft und Liebe entworfen, ist der Küschall Champion einzigartig und sorgt zu jeder Zeit für eine zuverlässige Fahrt. Durch jahrelange Erfahrung und stetige Weiterentwicklung konnte sich Bewährtes weiter festigen und verbessern. Innovationen wurden dabei kontinuierlich integriert, um den Küschall Champion immer auf dem neuesten Stand der Technik zu halten.



## *SUPER KOMPAKT*

Einfach zu handhaben beim Transport und bei der Lagerung: Mit dem optionalen faltbaren Vorderrahmen lässt sich der Kuschall Champion mit nur einem Handgriff mühelos zusammenfallen. Dank der faltbaren Rückenlehne und den abnehmbaren Hinterrädern ist er zudem auch schnellstens verstaut. So einfach bekommst Du einen super kompakten Champion.



Kuschall Champion mit  
faltbarem Vorderrahmen





# *EIN GEBORENER CHAMPION*

Konzentriert auf Funktionalität und Leistung, bietet der Küschall Champion die perfekte Kombination. Innovative hydrogeformte Technologie und ein einzigartiger Faltmechanismus sorgen für einen steiferen Rahmen und eine energieeffiziente Fahrweise.





**KÜSCHALL CHAMPION**

# SCHAU GENAU HIN

## **GREIFREIFEN VON CARBOLIFE**

Das innovative Greifreifenprofil ermöglicht einen kontrollierten, kraftsparenden Antrieb bei gleichzeitiger Stabilisierung des Handgelenks.

## **EINFACHER TRANSPORT**

Einzigartiger Faltmechanismus vereinfacht Transport und Lagerung.

## **DIE SPUR HALTEN**

Intuitive Einstellmöglichkeiten der Vorderradgabeln für eine optimale Ausrichtung der Vorderräder.



## **ERGONOMISCHER GRIFF**

Perfekt zum Abstützen und Umsetzen.

## **HYBRIDER FALT- MECHANISMUS**

Der Rollstuhl lässt sich mit einem Handgriff mühelos zusammenfallen. Gleichzeitig verfügt der Champion über Fahreigenschaften eines Starrrahmen-Rollstuhls.

## **HYDROFORM TECHNOLOGIE**

Verstärkter Rahmen für erhöhte Steifigkeit und verbesserte Energieeffizienz beim Antrieb.



*NEUE SL-OPTION*

*STARR, SUPERLEICHT  
UND DENNOCH FALTBAR*

---

# **MODELLVARIANTE CHAMPION**

Die neue Modellvariante des Küschall Champion, mit SL-Option, hat ein modernes und elegantes Design, das alle reisefreundlichen Eigenschaften der Champion-Serie beibehält und darüber hinaus mit herausragender Fahrleistung überzeugt. Entwickelt mit der erhöhten Steifigkeit und Festigkeit des 'The KSL', bietet die neue Modellvariante des Champions optimale Fahreigenschaften und hohe Wendigkeit für ein noch besseres Fahrerlebnis.





—  
**MODELLVARIANTE  
KÜSCHALL CHAMPION**

## **EINFACHER TRANSPORT**

Wir würden niemals das ändern, was Du am Küschall Champion liebst. Mit seinem durchdachten Design ist die neue Modellvariante ein Gewinner in Bezug auf die Reisefreundlichkeit. Für den Transport und die kompakte Lagerung einfach den Rollstuhl zusammenfallen. **Die neue Modellvariante des Küschall Champion bringt Dich sicher und zuverlässig ans Ziel.**



—  
**MODELLVARIANTE  
KÜSCHALL CHAMPION**

# SCHAU GENAU HIN

## **FEST VERSCHWEISSTER RÜCKEN**

Für ein Minimum an Gewicht. Optional auch abklappbar & winkeleinstellbar erhältlich.

## **FESTE HINTER- RADPOSITION**

Der gewünschte Schwerpunkt wird einmalig definiert und erfordert keine weitere Anpassung.

## **REAKTIONS- FREUDIG**

Ermöglicht einfache und schnelle Richtungswechsel, sowie präzises Manövrieren in engen Kurven.



## **FESTE VORDER- RADAUFNAHME**

Keine nachträgliche Anpassung des Vorderradwinkels mehr erforderlich.

## **SUPER LEICHT**

Jetzt 5,9 kg Transportgewicht für einfachere Handhabung



**SIEH DIR DAS  
VIDEO AN!**



# DEIN CHAMPION - DEIN STYLE

## 1. WÄHLE DEINE RAHMENFARBE\*

Standard-Farben



Verkehrs-  
Weiß    Anthrazitgrau    Tiefschwarz



Karminrot    Verkehrsblau

Weitere Rahmenfarben\*



Knallgelb    Schwarz-  
Glanz    Silbergrau    Perlnachtblau



Rubinrot    Dynamite-  
Orange    Waldgrün

\*verlängerte Lieferzeit


## 2. WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN



## 3. WÄHLE DEINE LOGO-FARBE



Rot    Schwarz



Hellgrau    Gold    Rot    Blau    Dunkelgrau    Schwarz

## 4. UNIQUE SERVICE

Erstelle Deinen individuellen Küschall-Rollstuhl von den Rädern an. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, denn der Rollstuhl passt sich Dir und Deinem Lebensstil an - mit maßgeschneiderten Lösungen und personalisiertem Design.

**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.



# TECHNISCHE DATEN

<b>SITZBREITE</b> 360 - 480 mm in 20 mm Schritten 	<b>SITZTIEFE</b> 340 - 480 mm in 20 mm Schritten 	<b>UNTERSCHENKEL-LÄNGE</b> 320 - 500 mm in 10 mm Schritten 	<b>RÜCKEN-LEHNENHÖHE</b> 300 - 465 mm in 15 mm Schritten 	<b>RÜCKEN-LEHNENWINKEL</b> 76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94° 
<b>SITZHÖHE</b> Vorn: 450 - 540 mm Hinten: 390 - 480 mm 	<b>RAHMENWINKEL</b> 75° / 90° Standard- oder Adduktionsrahmen 	<b>SCHWERPUNKT</b> 9 Positionen 8 Positionen* 	<b>RADSTURZ</b> 0° / 1° / 3° 	<b>GESAMTLÄNGE</b> 75° ca. 930 mm 90° ca. 830 mm 
<b>GESAMTBREITE</b> SB + 160 - 240 mm 	<b>GESAMTBREITE GEFALTET</b> ca. 280 - 340 mm 	<b>GESAMTGEWICHT, LEER</b> ca. 9,2 kg ca. 8,4 kg* 	<b>TRANSPORTGEWICHT</b> ca. 6,7 kg ca. 5,9 kg* 	<b>MAX. NUTZERGEWICHT</b> 120 kg 100 kg* 

HMV-Nummer  
18.50.03.0251

Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite.  
\* Alle Angaben beziehen sich auf die Modellvariante des Kuschall Champion mit SL-Option.



| UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare GmbH  
Am Achener Hof 8  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
kontakt@invacare.com  
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
53110 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
info-austria@invacare.com  
www.invacare.at

Invacare AG  
Neuhofweg 51  
4147 Aesch BL  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
switzerland@invacare.com  
www.invacare.ch