

### Die neue Sorrento Duschhocker und Duschstuhl Familie

- Reduktion der Lagerkosten durch modulare Bauweise, Komponenten innerhalb der Produktfamilie kompatibel
- Einfachster Zusammenbau und Einweisung
- Rutschsichere Soft-touch Oberfläche
- Individuelle und flexible Anpassbarkeit durch weichen Rücken mit Gurtverschlüssen
- Mit oder ohne Hygieneausschnitt erhältlich
- 7-stufige Höheneinstellung
- Optimale Lagerung und einfacher Transport durch werkzeuglose Faltbarkeit
- Belastbarkeit bis 135 kg



**Sorrento** Duschhocker mit Armlehnen




**Sorrento** Duschhocker



Einfach zusammenfaltbar


\* Breite variiert je nach SitzhöhenEinstellung aufgrund der angeschrägten Stuhlbeine

## Aquatec® Sorrento Badewanneneinhängesitz



- Werkzeuglose Anpassung an alle Standardbadewannen
- Sichere Platzierung in der Wanne durch höhenverstellbare Beine vorn und verstellbare, rutschfeste Befestigungsarme
- Angenehmes Sitzgefühl durch Soft-Touch-Oberflächen (rutschhemmend) und weiche Rückenlehne
- Belastbarkeit bis 130 kg

## Aquatec® Sorrento Badewannendrehesitz



- Sichere Positionierung in der Badewanne durch vier rutschfeste Befestigungsarme
- Lässt sich anpassen an alle Standardbadewannen
- Erleichtert den Transfer in die Wanne durch die Drehfunktion
- Einfach zu drehen durch Lösen eines der beiden Klemmhebels - links- oder rechtshändisch
- Belastbarkeit bis 130 kg

## Technische Daten

Bestellnummern	Duschstuhl mit Armlehnen	Duschhocker mit Armlehnen	Duschhocker ohne Armlehnen	Badewannen-einhängesitz	Badewannen-drehesitz
mit Hygieneausschnitt	<b>1532633</b>	<b>1532660</b>	<b>1532661</b>	<b>1532715</b>	<b>1532693</b>
ohne Hygieneausschnitt	<b>1532730</b>	<b>1532729</b>	<b>1532728</b>		
Hilfsmittel-verzeichnisnummer	04.40.03.2033 (mit Hygieneausschnitt) 04.40.03.2032 (ohne Hygieneausschnitt)	04.40.03.1023		04.40.02.2014	04.40.02.3022
Weiteres					
Belastbarkeit	135 kg	135 kg	135 kg	130 kg	130 kg
Gewicht	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	4,5 kg	6 kg
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß