

Invacare® Action^{®3} NG CE

HMV-Nr.: I8.50.02.2074
Benutzergewicht: **max. 125 kg**

Grundpreis: 1.260,- €

Kunden-Nr: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____




Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten =	kg	€			
CEB0026	Invacare® Action ^{®3} NG		1.260,00			
CEBSPEC	Sonderbau		auf Anfrage			
ALBER ZUSATZANTRIEBE						
Bei Wahl eines Alber Zusatzantriebs verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.						
CEB0070	Halterung Alber Twion / E-Motion M25 inkl. Alber Anti-Kippräder (nur mit 24" Hinterrad Luftbereifung) (NC: Sitzhöhe 385 mm, Armlehne Hemi, Radstandsverlängerung für Amputierte, Trommelbremse, Einhandbremse, Trommelbremse mit Einhandbremse, Transportbefestigungs-Kit, Transfer-Kit, Anti-Kippräder, Stockhalter, Ankipphilfe)		419,00			
CEB0080	Halterung Alber Viamobil 25 (NC: Sitzhöhe 385-410 mm, Invacare MatrX Positionierungsrücken, Radstandsverlängerung für Amputierte, Trommelbremse mit Einhandbremse, Transportbefestigungs-Kit, Transferkit, Anti-Kippräder, Ankipphilfe, Stockhalter)		419,00			
CEB0090	Halterung Alber Viamobil Eco (120kg) (NC: Doppelgreifreifen, Einhandhebelantrieb, Sitzhöhe 385-435 mm, Invacare MatrX Positionierungsrücken, Rückenstrebe, Radstandsverlängerung für Amputierte, Trommelbremse mit Einhandbremse, Transportbefestigungs-Kit, Transferkit, Anti-Kippräder, Stockhalter, Infusionshalter, Ankipphilfe)		419,00			
ANTRIEBSVERSION						
CEB0100	Greifreifenantrieb		<input checked="" type="checkbox"/>			
SITZ						
SITZBREITE						
CEB0180	380 mm Sitzbreite		<input type="checkbox"/>			
CEB0190	405 mm Sitzbreite		<input type="checkbox"/>			
CEB0200	430 mm Sitzbreite		<input type="checkbox"/>			
CEB0210	455 mm Sitzbreite		<input type="checkbox"/>			
CEB0220	480 mm Sitzbreite		<input type="checkbox"/>			
CEB0230	505 mm Sitzbreite		<input type="checkbox"/>			
SITZTIEFE						
CEB0252	Sitztiefe einstellbar 400 - 450 mm		<input checked="" type="checkbox"/>			
SITZHÖHE						
Vorderrad/ Hinterrad	Sitzhöhe vorn in mm (Einstellung ab Werk)					
	385	410	435	460	485	510
8" - 24"						4)
6" - 24"			3)			
6" - 22"		2)				
5 ½" - 24"			3)			
5 ½" - 22"						
5" - 22"	1)	2)				
1) NC: Trommelbremse, Trommelbremse mit Einhandbremse, Armlehnen Nr. 2, Armlehnenrohre, Transferkit, Ankipphilfe, Anti-Kippräder Paar, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte 2) NC: Transferkit, Ankipphilfe, Anti-Kippräder Paar, Trommelbremse mit Einhandbremse, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte 3) NC: Armlehnen Nr. 2 4) NC: Armlehnenrohre						



SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG			
CEB0340	Nylonbespannung mit Klettbefestigung für Sitzkissen		◆
RÜCKEN			
RÜCKENAUSFÜHRUNG: FEST, LUMBALKNICK (nur möglich in Verbindung mit Anti-Kipprädern)			
CEB0380	0°, 400 / 430 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)		○
CEB0410	7°, 400 / 430 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)		◆
CEB0420	7°, 510 mm Rückenhöhe (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)	49,00	
CEB0425	7°, 430 mm Rückenhöhe, mit höhenverstellbaren Schiebegriffen 150 mm (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)	99,00	
CEB0395	7°, 380 - 460 mm Rückenhöhe, feste Schiebegriffe nur mit Standard-Rückenpolster oder Anpassrücken 7+1 Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare® Matrix ®-Rücken, Nackenstütze, Invacare® Matrix ® Kopfstütze, Rückenstrebe, Infusionshalter)	69,00	
CEB0396	7°, 380 - 460 mm Rückenhöhe, höhenverstellbare Schiebegriffe nur mit Standard-Rückenpolster oder Anpassrücken 7+1 Klettbänder mit Standard-Überwurf (NC: Invacare® Matrix ®-Rücken, Nackenstütze, Invacare® Matrix ® Kopfstütze, Rückenstrebe, Infusionshalter)	119,00	
CEB0431	7°, winkeleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 325 - 350 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen kurz (NC: laterale Positionierungspads, Nackenstütze, Rückenstrebe, Trommelbremse, Trommelbremse mit Einhandbremse, Transportbefestigungs-Kit, Infusionshalter)	199,00	
CEB0432	7°, winkeleinstellbarer u. nach vorne abklappbarer Rücken -15° bis +15°, 425 - 450 mm Rückenhöhe, mit festen Schiebegriffen lang (NC: laterale Positionierungspads)	199,00	
RÜCKENAUSFÜHRUNG: WINKLEINSTELLBAR UND ABKLAPPBAR (nur möglich mit anpassbarer Rückenbespannung 3+1 Klettbänder, CEB0477)			
CEB0455	430 mm, auf 400 mm einstellbar (NC: Standard-Rückenpolster, faltbare Rückenstrebe)	79,00	
RÜCKENAUSFÜHRUNG: ABKLAPPBARER RÜCKEN			
MATRIX-POSITIONIERUNGSRÜCKEN (NC: Rückenpolster, Rückenstreben, laterale Positionierungspads)			
Bei Wahl eines Invacare® Matrix® Positionierungsrückens verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.			
CEB0461	Invacare® Matrix® Elite inkl. Halterung, Rückenhöhe 405 mm	676,00	
CEB0462	Invacare® Matrix® Elite inkl. Halterung, Rückenhöhe 455 mm	676,00	
CEB0463	Invacare® Matrix® Elite Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 405 mm	828,00	
CEB0464	Invacare® Matrix® Elite Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 455 mm	828,00	
CEB0466	Halterung (Split-Halterung bei abklappbarem Rücken, ansonsten Standard-Halterung)	245,00	
RÜCKENPOLSTER			
CEB0471	Standard, fest (Jemima) (NC: laterale Positionierungspads, Nackenstütze)		○
CEB0474	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, 1 Klettband, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche		○
CEB0475	Lumbal Rückenbespannung anpassbar, 1 Klettband, Standard-Überwurf		◆
CEB0477	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche, nur in Verbindung mit winkeleinstellbarer und abklappbarer Rückenausführung (CEB0431/CEB0432)	108,00	
CEB0478	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)	108,00	
CEB0479	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)	89,00	
CEB0480	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CEB0940 Rückenstrebe)	149,00	
CEB0481	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CEB0940 Rückenstrebe) (NC: Infusionshalter)	168,00	
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN			
Beinstützenoberteil 80°, mit Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband (NC: Schutzbezug für Fußauflage)			
CEB0510/0610	Rechts		◆
CEB0560/0630	Links		◆
Beinstützenoberteil hochschwenkbar, 0-75°, mit Wadenpolster, Fußplatte winkel- und tiefenverstellbar und einstellbarem Fersenband (NC: Einteiliges Fußbrett, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Wadenband, Höhenadapter für kurze UL)			
CEB0520/0610	Rechts	99,00	

CEB0570/0630	Links		99,00	
Amputationsbeinstütze				
CEB0545	Rechts		150,00	
CEB0595	Links		150,00	
EINTEILIGE FUSSAUFLAGE				
CEB0611	Einteiliges Fußbrett, tiefen- und winkelverstellbar (NC: Schutzbezug für Fußauflage, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Höhenadapter für kurze UL)		189,00	
ARMLEHNEN / SEITENTEILE				
Armlehnen Nr. 1, Paar (abnehmbar, höheninstellbar 200 - 280 mm, Kleiderschutz höhen- und tiefeneinstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus), in Schwarz				
CEB0640/0740	Desk (NC: Therapietische)		○	
CEB0650/0750	Lang		○	
Armlehnen Nr. 2, Paar (abnehmbar, abschwenkbar 240 mm), in Schwarz				
CEB0660/0760	Desk (NC: Therapietische)		○	
CEB0670/0770	Lang		◆	
Armlehnen Nr. 3, Paar (abnehmbar, höhenverstellbar und abschwenkbar, 170 - 295 mm), in Schwarz				
CEB0680/0780	Desk (NC: Therapietische)		198,00	
CEB0690/0790	Lang (NC: Therapietische)		198,00	
Armlehne Hemi, abnehmbar, Armpolster und Kleiderschutz in der Höhe einstellbar, seitlich verstellbar, inkl. Verriegelungsmechanismus, in Schwarz				
CEB0732	Rechts (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietische)		130,00	
CEB0832	Links (anstelle der oben gewählten Armlehne, Preis halbiert sich) (NC: Therapietische)		130,00	
Armlehnenrohr, abschwenkbar, gepolstert, inkl. Radspritzschutz (bei Sitzhöhe 410 - 435 mm wird die Wahl eines Sitzkissens empfohlen), in Schwarz				
CEB0739	Rechts (nur mit Standard-Hinterradposition) (NC: 22" Hinterrad, Transportbefestigungs-Kit, Transferkit, Stockhalter, halbseitiger Therapietisch rechts)		119,00	
CEB0839	Links (nur mit Standard-Hinterradposition) (NC: 22" Hinterrad, Transportbefestigungs-Kit, Transferkit, Stockhalter, halbseitiger Therapietisch links)		119,00	
POSITIONIERUNGSOPTIONEN				
INVACARE SITZKISSEN				
(bitte geben Sie bei Wahl eines der nachfolgenden Sitzkissen im nächsten Schritt die gewünschte Sitztiefe des Kissens an)				
CEB0849	Standard-Sitzkissen 50 mm, inkl. Nylonbezug mit Anti-Rutsch		29,00	
CEB0869	Invacare® Matrx® Flo-tech® Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm		119,00	
CEB0871	Invacare® Matrx® Flo-tech® Contour Visco Sitzkissen, Höhe 120 mm		219,00	
CEB0875	Invacare® Matrx® Vi Sitzkissen, Höhe 82,5 mm (+ 5 Arbeitstage Lieferzeit)		499,00	
CEB0876	Invacare® Matrx® Libra Sitzkissen, Höhe 89 mm (+ 5 Arbeitstage Lieferzeit)		499,00	
SITZTIEFE FÜR SITZKISSEN				
CEB0878	Sitztiefe 400 mm		○	
CEB0879	Sitztiefe 450 mm		○	
WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN				
CEB0882	Laterale Positionierungspads, Paar (mit Klett zur Positionierung zwischen Rückenpolster und Bezug)		119,00	
CEB0905	Nackenstütze einfach (Dartex) inkl. Rückenstrebe		79,00	
CEB0908	Kopfstütze Invacare® Matrx® , multiaxial, mit weichem Polster (250mm) und Kopfstützenaufnahme (nur in Verbindung mit Invacare® Matrx® -Rücken, nicht mit Rückenstreben)		358,00	
CEB0930	Einstellbares Wadenband		19,00	
CEB0931	Schutzbezug für Fußauflage		49,00	
CEB0935	Verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, + 105 mm (UL: 450 - 530 mm)		24,00	
CEB0936	Höhenadapter für kurze Unterschenkellängen, Paar, ermöglicht UL 230 - 430 mm. Auslieferung mit Standard-Fußplatte		69,00	
CEB0940	Rückenstrebe (inkl. bei Rückenbespannung anpassbar 3+1 und 7+1 Klettbinden)		59,00	
CEB0945	Faltbare Rückenstrebe (NC: Infusionshalter)		95,00	
CEB0955	Ohne Verriegelungs-Kit für Armlehne Nr. 1		○	
Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.				

RAHMENFARBEN			
CEB0961	Schiefergrau		◆
CEB0964	Perlweiß		○
CEB0965	Grün-Metallic		○
CEB0966	Schwarz-Matt		○
CEB0967	Ozean-Blau		○
CEB0968	Violett		○
CEB0969	Rot-Matt		○
CEB0980	Schwarz-Metallic		○
CEB0991	Sonderlackierung (bitte gewünschten Farbton angeben)		auf Anfrage
VORDERRADAUFNAHME			
CEB0995	Standard		◆
CEB0996	Leichtgewicht		49,00
VORDERRÄDER			
CEBI020	8" x 2" Luftbereifung, Grau		○
CEBI030	8" x 2" pannensicher, Schwarz		○
CEBI049	6" X 1 ¼" pannensicher, Grau, mittelhart		○
CEBI052	5 ½" x 1 ¾" pannensicher, Grau, Softroll (140 x 40 mm)		◆
CEBI051	5" x 1 ¼" pannensicher, Grau (nur mit 22" Hinterrädern)		○
			
HINTERRÄDER			
HINTERRADAUSFÜHRUNG, GEKREUZT GESPEICHT, 1 3/8" BREIT			
CEBI060	24" x 1 3/8", Luftbereifung, Grau		○
CEBI080	24" x 1 3/8", pannensicher, Grau		◆
CEBI081	24" x 1 3/8", pannensicher, Schwarz		○
CEBI110	22" x 1 3/8", pannensicher, Grau		○
HINTERRADAUSFÜHRUNG, RADIAL GESPEICHT, 1" BREIT			
CEBI119	24" x 1" Leichtgewichts-Hinterrad, Luftbereifung, Schwalbe Marathon Plus Bereifung, Schwarz (NC: Radstandverlängerung für Amputierte, Luftpumpe mit Halter, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Trommelbremse mit Einhandbremse)		149,00
CEBI114	24" x 1.3/8" Leichtgewichts-Hinterrad, pannensicher, Schwarz (NC: Radstandverlängerung für Amputierte, Hand- und Speichenschutz, Trommelbremse, Trommelbremse mit Einhandbremse)		149,00
			
GREIFREIFEN			
CEBI140	Aluminium eloxiert		◆
CEBI150	Kunststoff beschichtet, Schwarz, rutschfest		79,00
HINTERRADACHSE			
CEBI180	Steckachse		◆
RADSTAND			
CEBI190	Standard, 25 mm vor dem Rückenrohr		◆
CEBI200	Passive Hinterradposition, 25 mm hinter dem Rückenrohr		○
CEBI201	Radstandsverlängerung für Amputierte (einstellbar bis 85 mm hinter dem Rückenrohr) (Nur mit Druckbremse) (NC: Transferkit)		27,00
EXTRAS			
CEBI230	Luftpumpe mit Halter		10,00
CEBI235	Luftpumpe, hoher Druck, mit Halter		29,00
CEBI260	Hand- und Speichenschutz, Schwarz, für 24"-Hinterräder		117,00
CEBI261	Hand- und Speichenschutz, Klar, für 22"-Hinterräder		117,00
BREMSEN			
CEBI270	Druckbremse		◆
CEBI275	Ziehbremse		25,00
CEBI280	Trommelbremse, Bedienung für Begleitperson (inkl. Druckbremse)		209,00
CEBI320	Einhandbremse rechts (inkl. Bremshebelverlängerung)		81,00
CEBI330	Einhandbremse links (inkl. Bremshebelverlängerung)		81,00
CEBI331	Trommelbremse und Einhandbremse rechts, inkl. Bremshebelverlängerung		290,00
CEBI332	Trommelbremse und Einhandbremse links, inkl. Bremshebelverlängerung		290,00
 1270			

ZUBEHÖR				
CEBI345	Transportbefestigungs-Kit inkl. gepolstertem Beckengurt		35,00	              
CEBI360	Beckengurt mit Schnappverschluss (NC: Bodypoint Hüftgurte)		20,00	
CEBI361	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		98,00	
CEBI362	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		106,00	
CEBI363	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe M, 460 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		126,00	
CEBI364	Bodypoint 4-Punkt Hüftgurt, Größe L, 620 mm Gurtpolster, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		132,00	
CEBI365	Transferkit (4" Räder)		99,00	
CEBI370	Anti-Kippräder (Paar) (NC: Ankipphilfe)		79,00	
CEBI375	Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)		99,00	
CEBI380	Passive Beleuchtung		◆	
CEBI390	Bremshebelverlängerung, Paar		26,00	
CEBI430	Stockhalter		19,00	
CEBI440	Ankipphilfe rechts		19,00	
CEBI441	Ankipphilfe links		19,00	
CEBI451	Infusionshalter (nur mit Rückenstrebe)		109,00	
CEBI483	Halbseitiger Therapietisch, wegschwenkbar, rechts		199,00	
CEBI484	Halbseitiger Therapietisch, wegschwenkbar, links		199,00	
CEBI485	Polster für halbseitigen Therapietisch		50,00	
	Summe			

BEMERKUNGEN