

Sicher unterwegs mit dem Rollator

Ab jetzt immer gut zu Fuß: Mit einem Invacare oder Dolomite Rollator haben Sie einen praktischen und zuverlässigen Begleiter an Ihrer Seite. Ob zum Einkaufen, Spaziergehen oder zu Hause - unsere Rollatoren sind leichtgängig, wendig und stabil. In Kombination mit einer schicken Einkaufstasche bzw. -korb, einem Rückengurt oder einem Stockhalter* haben Sie Ihren persönlichen Alltagshelfer stets zur Hand.

Ausgezeichnet!

Top Design und bestätigte Sicherheit



Ein perfekter Alltagsbegleiter, der gleich zwei Mal ausgezeichnet wurde: Für sein schönes Design gewann der *Dolomite Jazz* den 'reddot design award'. Die Stiftung Warentest verlieh ihm die Note 1,8 für seine herausragende Sicherheit (Ausgabe 02/2014). Damit gehört er zu den Besten.

Zur Sicherheit zählen auch seine starken und leichtgängigen Bremsen, die Ihnen jederzeit Halt bieten. Für den Transport ist der *Dolomite Jazz* einfach und platzsparend zusammenfaltbar.



reddot design award
winner 2013

Welcher Rollator passt zu mir?

Vorrangiger Einsatzort?	Jazz	Legacy	Soprano	Maxi+	Banjo	Delta
In häuslicher Umgebung	●●●	●●	●	●	●●	●●●●
Befestigte Wege	●●●●	●●●	●●●●	●●	●●●	●
Unbefestigte Wege	●●●	●●●	●●●●	●●	●●	●
Max. Belastbarkeit						
Bis 125 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bis 130 kg	✓	-	✓	✓	✓	-
Bis 150 kg	✓	-	✓	✓	-	-
Bis 160 kg	-	-	✓	✓	-	-
Bis 200 kg	-	-	-	✓	-	-
Körperbau						
Groß, eher kräftig	●●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●
Klein, eher zierlich	●●●●	●●●	●	●	●●	●●●●
Mitnahme im Auto?	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Gewichtung: Von bestens geeignet = ●●●● bis weniger geeignet = ●

*je nach Modell

	Jazz 510	Jazz 610
Gewicht	7,5 kg	7,8 kg
Maximale Belastbarkeit	150 kg	150 kg
Sitzhöhe	51 cm	61 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm



Wendig und leicht

Damit Ihnen nichts im Wege steht



Der *Dolomite Legacy* ist schmal und besonders leicht konstruiert. Dieser Rollator bietet Ihnen volle Bewegungsfreiheit, ob beim Einkaufen oder auf engen Wegen. Seine Bremsen verleihen Ihnen sicheren Halt und sind mit sehr wenig Kraftaufwand bedienbar.

Wenn Sie Wert auf einen sehr leichten Rollator mit viel Beinfreiheit legen, ist der *Dolomite Legacy* perfekt für Sie.

	Legacy 520	Legacy 600
Gewicht	7,2 kg	7,6 kg
Maximale Belastbarkeit	125 kg	125 kg
Sitzhöhe	54 cm	62 cm
Sitzbreite	42 cm	42 cm



Robust und zuverlässig

Der ideale Outdoor-Rollator



Der *Dolomite Soprano* ist hart im Nehmen und auf Langlebigkeit ausgelegt. Dank seiner großen Räder überwinden Sie problemlos Unebenheiten im Gelände. Dabei bleibt der Rollator jederzeit leicht lenkbar.

Ausgestattet mit einer pannensicheren Bereifung und einem kabellosen Bremssystem bietet der *Dolomite Soprano* höchste Sicherheit. Auf dem *Soprano* können Sie besonders sicher und bequem Platz nehmen: Die Sitzfläche ist angenehm breit und bis 160 kg belastbar.

	Soprano
Gewicht	9,8 kg
Maximale Belastbarkeit	160 kg
Sitzhöhe	62 cm
Sitzbreite	43,5 cm



Einfach stark

Perfekt für kräftige Nutzer



Der *Dolomite Maxi+* ist extra stabil. Dieser Rollator gibt Ihnen jederzeit ein sicheres Gefühl - auch bei Belastungen bis zu 200 kg.

Trotz seiner hohen Stabilität ist der *Dolomite Maxi+* platzsparend transportierbar und schnell einsatzbereit. Kräftige Bremsen und pannensichere Reifen runden das Sicherheitspaket ab.

	Maxi+ 550	Maxi+ 650
Gewicht	9,8 kg	10,3 kg
Maximale Belastbarkeit	200 kg	200 kg
Sitzhöhe	55 cm	65 cm
Sitzbreite	52 cm	52 cm



Praktisch und bewährt

Volle Flexibilität für unterwegs



Der *Invacare Banjo* ist zu jederzeit ein guter Begleiter. Ein Einkaufskorb, eine abwischbare Ablage und ein Stockhalter sind im Lieferumfang enthalten. Sein idealer Schwerpunkt sorgt für ein besonders leichtgängiges Fahren. Für zusätzliche Sicherheit sorgen die fest angebrachten Reflektoren.

	Banjo
Gewicht	8,8 kg
Maximale Belastbarkeit	130 kg
Sitzhöhe	61 cm
Sitzbreite	39 cm



Wendig wie kein anderer

Der Rollator für zu Hause und unterwegs



Dieses dreirädrige Gehrad ist an Wendigkeit kaum zu toppen. Durch den körpernahen Schwerpunkt lässt es sich spielend lenken. Auch Hindernisse können Sie sicher und problemlos überwinden.

Das *Invacare Delta* Gehrad können Sie einfach und schnell zusammenklappen - so sparen Sie noch mehr Platz, ob beim Transport im Kofferraum oder im öffentlichen Nahverkehr. Seine Transporttasche kann beim Fahren am Gehrad bleiben, oder abgenommen werden. *Invacare Delta* verfügt serienmäßig über einen stabilen Korb und pannensichere Reifen.

	Delta
Gewicht	6 kg
Maximale Belastbarkeit	135 kg
Gesamthöhe	83 - 95 cm
Gesamtbreite	68 cm



So stellen Sie Ihren Rollator richtig ein



- 1 Stellen Sie sich aufrecht wie abgebildet in den Rollator.
- 2 Laufen Sie immer aufrecht im Rollator.
- 3 Stellen Sie die richtige Schiebegriffhöhe ein.

So überwinden Sie Stufen



- 1 Fahren Sie mit dem Rollator an den Beginn der Stufe.
- 2 Treten Sie auf die Stufenhilfe neben dem rechten Hinterrad und ziehen Sie die Handgriffe zu Ihrem Körper.
- 3 Stellen Sie die Vorderräder auf die Stufe und gehen Sie im Rollator über die Stufe.

So sitzen Sie richtig



- 1 Drücken Sie die Bremsen nach unten und fixieren Sie den Rollator.
- 2 Stellen Sie sich rückwärts in den Rollator und halten Sie sich beim Hinsetzen an den Griffen fest.
- 3 Die Handgriffe sind auch eine ideale Ablage für die Arme.

Welche Wahl Sie auch treffen - ein Rollator von Invacare bietet Ihnen immer ein Höchstmaß an Sicherheit.

Getestet und für GUT (Note 2,2) befunden

Im Rollatoren-Test 2014 wurde der Dolomite Jazz insgesamt mit GUT bewertet und schnitt im Bereich Sicherheit (Note 1,8) als einer der Besten ab! Damit bestätigt sich für uns: Ihre Sicherheit steht immer an erster Stelle. Natürlich gehen damit auch immer ein schönes und ergonomisches Design und praktisches Zubehör einher.

Qualitätsanspruch weltweit

Mit einem Rollator von Invacare können Sie sich auf die Kompetenz eines Weltmarktführers verlassen. In unser umfangreiches Hilfsmittel-Programm fließt die Erfahrung von Experten aus aller Welt.

Vertrauen Sie Ihrem Gefühl!

Wenn Sie einen unserer Rollatoren ausprobieren, spüren Sie, welchen Wert wir auf angenehmes Fahren und Zuverlässigkeit legen. Sie werden schnell erkennen, welches Modell Ihnen am besten behagt - damit Sie tagtäglich bequem und sicher weiter kommen.



Entdecken Sie die Besonderheiten unserer Rollatoren - welches Modell Ihnen welche Ausstattung bietet, erfahren Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.



Im Stockhalter ist der Gehstock sicher aufbewahrt und immer dabei.



Jeder Rollator verfügt über einen passenden Korb.



Unbesorgt ausruhen - mit dem Rückengurt sitzen Sie sicher auf dem Rollator.



Für die Versorgung mit Sauerstoff ist ein Halter für Sauerstoffflaschen verfügbar.



Abwisch- und abnehmbares Tablett



Die integrierte Stufenhilfe unterstützt beim Treppensteigen.



Beide Griffe verfügen über eine Handbremse.



Im Rollator integrierte und geschützte Bremskabel

	Dolomite Jazz 510	Dolomite Jazz 610	Dolomite Legacy 520	Dolomite Legacy 600	Dolomite Soprano	Dolomite Maxi + 550	Dolomite Maxi + 650	Invacare® Banjo	Invacare® Delta
Bestellnummer	1559201-46-27	1559202-46-27	12052-37-24	12050-37-24	12030-44-23	12122-37-23	12120-37-23	1452442	1515533
HMV-Nr.	10.50.04.1189	10.50.04.1190	10.50.04.1127	10.50.04.1128	10.50.04.1124	10.50.04.1153	10.50.04.1152	10.50.04.1140	10.50.04.0018
Gewicht	7,5 kg	7,8 kg	7,2 kg	7,6 kg	9,8 kg	9,8 kg	10,3 kg	8,8 kg	6 kg
Sitzhöhe	51 cm	61 cm	54 cm	62 cm	62 cm	55 cm	65 cm	61 cm	ohne Sitzfläche
Sitzbreite	45 cm	45 cm	42 cm	42 cm	43,5 cm	52 cm	52 cm	39 cm	ohne Sitzfläche
Gesamthöhe	65 - 80 cm	75 - 100 cm	76 - 85 cm	83,5 - 92 cm	79 - 99 cm	72,5 - 89,5 cm	81,5 - 98,5 cm	71 - 98 cm	83 - 95 cm
Gesamtbreite	59,5 cm	59,5 cm	60 cm	60 cm	65 cm	70 cm	70 cm	60 cm	68 cm
Belastbarkeit	150 kg	150 kg	125 kg	125 kg	160 kg	200 kg	200 kg	130 kg	135 kg
für Körpergröße ca.	1,55 - 1,74 m	1,64 - 2,00 m	1,64 - 1,82 m	1,80 - 1,95 m	1,61 - 1,93 m	1,61 - 1,85 m	1,77 - 1,97 m	1,62 - 1,93 m	-
Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Blau	Blau	Silber	Blau	Blau	Silbergrau	Rot

Ausstattung									
1 Stock- und Gehstützenhalter	○	○	○	○	○	○	○	●	-
2 Transportkorb/Transportnetz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 Einkaufskorb	○	○	-	-	-	-	-	-	-
3 Rückengurte	○	○	○	○	●	●	●	-	-
4 Sauerstoffflaschenhalter	○	○	○	○	○	○	○	-	-
5 Abnehmbares Tablett	○	○	●	●	●	●	●	●	●
6 Stufenhilfe	●	●	○	○	○	○	○	-	-
7 Einhandbremse	○	○	○	○	-	○	○	-	-
8 Kabelloses Bremssystem	●	●	-	-	●	-	-	-	-

● Serienmäßig
○ Optional
- Nicht erhältlich



Sie wünschen detailliertere Informationen, sind an einer Beratung interessiert oder möchten die Rollatoren testen?

Gerne!

Wir sind für Sie da.

Für weitere Produktinformationen, einschließlich der Bedienungsanleitung, besuchen Sie unsere Webseite.



Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
Fax +49 7562 700-66
E-Mail kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
E-Mail info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
E-Mail switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch

© 2017 Invacare International Sàrl. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben entsprechen bei Drucklegung dem aktuellsten Stand. Technische Änderungen unserer Produkte behalten wir uns vor. Stand 08/2017 Art.-Nr. 16566



INVACARE ROLLATOREN
Stets sicher zu Fuß.

