



Für die institutionellen Ansprüche – Elektrischer Patientenlifter bis 180 kg belastbar

- Slow'R™: Der integrierte Dämpfer reduziert Bewegungen des Patienten auf ein Minimum.
- SMARTLOCK™: Schneller und einfacher Austausch zwischen 2- und 4-Punkt- Spreizbügel, ganz ohne Werkzeug. Der Bügel ist in jeder Position gesichert.
- Haken-Design: Die neu designten Haken ermöglichen eine einhändige Gurtbefestigung. Das höchst stabile, gummierte Material reduziert die Verletzungsgefahr.
- LINAK JUMBO Care Kontrollbox mit abnehmbaren Akku
- Elektrische und manuelle Notabsenkung
- Rollendurchmesser hinten 125 mm und vorne mit 100 mm für verbesserte Manövrierbarkeit
- 4-Punkt Spreizbügel, 450 mm breit
- Belastbarkeit bis 180 kg

! Patientengurte bitte zusätzlich bestellen

Invacare **Birdie** EVO PLUS ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Wahlweise mit 2- oder 4-Punkt Spreizbügel in 550 mm Breite

Merkmale und Optionen



4-Punkt Spreizbügel

Für schmalere Patienten auch erhältlich in Breite 450 mm als SMARTLOCK Schnellwechselbügel: AP1645747-7035



Design-Haken

Die neu designten Haken ermöglichen eine einhändige Gurtbefestigung. Das höchst stabile, gummierte Material reduziert die Verletzungsgefahr.



Geeichte Waage bis 200 kg

Optional erhältlich. Die Waage wird mit dem Adapter-Kit zwischen Lifterarm und Spreizbügel dauerhaft eingehängt. Die Waage ist geeicht, kalibriert und geprüft (auch eichfähig). AP1588942



Wandladegerät

In Kombination mit dem Zusatzakku ist eine ständige Verfügbarkeit gegeben. (Wandladegerät & Netzkabel) = SP1651491 & SP1079135

Technische Daten

Invacare® **Birdie**® EVO PLUS

Birdie® EVO PLUS mit elektrischer Fahrgestellspreizung, 4-Punkt Spreizbügel 550 mm

Birdie® EVO PLUS mit elektrischer Fahrgestellspreizung, 2-Punkt Spreizbügel 550 mm

Bestellnummern

1650099 (125 mm hinten / 100 mm vorne)

1650101 (125 mm hinten / 100 mm vorne)

Weiteres

Gewicht ohne Spreizbügel	41,0 kg
Fahrgestellhöhe	115 mm
Farbe	Hellgrau/Dunkelgrau
Max. Belastbarkeit	180 kg
Fahrgestell-Spreizung	Elektrisch
Rollen	125 mm hinten / 100 mm vorne
Kontrollbox	LINAK JUMBO Care
Handbedienung	Mit Akkuanzeige
Innovative Spreizbügel-Form und Haken-Design	Inklusive
Slow'R™	Inklusive
SMARTLOCK™	Inklusive
Patientenwaage geeicht & Adapter-Kit SMARTLOCK	1588943 & SP1651537

