

**MOBILER PATIENTENLIFTER**

Invacare® **Birdie® EVO** / **Birdie® EVO COMPACT**  
/ **Birdie® EVO PLUS**

Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

**MANUELLE FAHRGESTELLSPREIZUNG:**

Invacare **Birdie® EVO** max. Belastbarkeit: 180 kg

Passivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit **manueller Fahrgestellspreizung** und faltbarem Mast, inkl. Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter, elektrischer und manueller Notabsenkung und integrierter Kabelführung sowie inkl. einem Standard-Handbedienteil, eingebautem Akku, integriertem Ladegerät und innovativ geformtem 2-Punkt Spreizbügel, 450 mm breit

| Stück | Artikelnummer | Ø Rollen            | Zusätzlich im Lieferumfang enthalten | HMV-Nr.       | Preise in EURO (ohne MwSt.) |
|-------|---------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|       | 1650092       | 100 mm              | -                                    | 22.40.01.0102 | 1.495,00                    |
|       | 1651722       | 100 mm              | Universalgurt, Gr. M (Art. 1485883)  | 22.40.01.0102 | 1.650,00                    |
|       | 1651724       | 100 mm              | Universalgurt, Gr. L (Art. 1485884)  | 22.40.01.0102 | 1.650,00                    |
|       | 1650088       | 75 mm (Sondergröße) | Hebel für Fahrgestellspreizung       | 22.40.01.0102 | 1.550,00                    |

Invacare **Birdie® EVO COMPACT** max. Belastbarkeit: 150 kg

Passivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit **manueller Fahrgestellspreizung** und faltbarem Mast, inkl. Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter, elektrischer und manueller Notabsenkung und integrierter Kabelführung sowie inkl. einem Handbedienteil, eingebautem Akku, integriertem Ladegerät und innovativ geformtem 2-Punkt Spreizbügel, 450 mm breit

| Stück | Artikelnummer | Ø Rollen            | Zusätzlich im Lieferumfang enthalten | HMV-Nr.       | Preise in EURO (ohne MwSt.) |
|-------|---------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|       | 1651719       | 100 mm              | -                                    | 22.40.01.0104 | 1.295,00                    |
|       | 1651720       | 100 mm              | Universalgurt, Gr. M (Art. 1485883)  | 22.40.01.0104 | 1.450,00                    |
|       | 1651721       | 100 mm              | Universalgurt, Gr. L (Art. 1485884)  | 22.40.01.0104 | 1.450,00                    |
|       | 1650085       | 75 mm (Sondergröße) | -                                    | 22.40.01.0104 | 1.350,00                    |

**ELEKTRISCHE FAHRGESTELLSPREIZUNG:**

Invacare **Birdie® EVO** max. Belastbarkeit: 180 kg Passivlifter

Elektrischer Patientenlifter mit **elektrischer Fahrgestellspreizung** und faltbarem Mast, inkl. Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter, elektrischer und manueller Notabsenkung und integrierter Kabelführung sowie inkl. einem Standard-Handbedienteil, eingebautem Akku, integriertem Ladegerät und innovativ geformtem 2-Punkt Spreizbügel, 450 mm breit

| Stück | Artikelnummer | Ø Rollen            | Zusätzlich im Lieferumfang enthalten | HMV-Nr.       | Preise in EURO (ohne MwSt.) |
|-------|---------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|
|       | 1650096       | 100 mm              | 2-Punkt, 450 mm breit                | 22.40.01.0103 | 1.695,00                    |
|       | 1650095       | 75 mm (Sondergröße) | 2-Punkt, 450 mm breit                | 22.40.01.0103 | 1.750,00                    |

Invacare **Birdie® EVO PLUS** max. Belastbarkeit: 180 kg

Passivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit **elektrischer Fahrgestellspreizung** und Abdeckung der Verstellmotoren, faltbarer Mast, inkl. LINAK JUMBO Care Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter, abnehmbarer Akku, integriertes Ladegerät, elektrische und manuelle Notabsenkung, integrierte Kabelführung, Handbedienteil mit Akkuanzeige, innovativ geformtem Spreizbügel, 550 mm breit, patentiertes Schnellwechsel-System SMARTLOCK®, patentiertes Dämpfer-System Slow'R®

| Stück | Artikelnummer | Ø Rollen       | Zusätzlich im Lieferumfang enthalten | HMV-Nr. | Preise in EURO (ohne MwSt.) |
|-------|---------------|----------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|
|       | 1650099       | 125 mm hinten, | 4-Punkt SMARTLOCK Spreizbügel        |         | 2.990,00                    |
|       | 1650101       | 100 mm vorne   | 2-Punkt SMARTLOCK Spreizbügel        |         | 2.950,00                    |