

Aquatec® **Pico**



Sicher und modular individuell gestaltbar

- Einfache Reinigung und Desinfektion durch glatte Oberflächen
- Individuell ausrüst- und ausstattbar
- Optimiert für hohe Wiedereinsatzquoten
- Großer Hygieneausschnitt, wahlweise vorn oder hinten, durch zwei Anbringungsmöglichkeiten der Rückenlehne
- Höhenverstellbare Standbeine
- Belastbar bis 160 kg!

Optionen und Merkmale



Pico als Duschhocker.



Pico mit Armlehnen.



Pico mit Rückenlehne.

Technische Daten

Bestellnummern	<i>Aquatec Pico</i>
Duschhocker	9.20.001
Duschhocker mit Armlehnen	9.21.001
Duschstuhl mit Rückenlehne	9.23.001
Duschstuhl komplett	9.22.001
Rückenlehne	16469
Armlehnen (Paar)	16468
Hilfsmittelverzeichnisnummern	
Duschhocker mit Armlehnen	04.40.03.1009
Duschstuhl komplett	04.40.03.2012

Weiteres	
Gewicht Duschhocker	3,2 kg
Gewicht Duschhocker mit Armlehnen	4,1 kg
Gewicht Duschstuhl mit Rückenlehne	4,0 kg
Gewicht Duschstuhl komplett	4,8 kg
Belastbarkeit	160 kg!
Farbe	Weiß

Aquatec® **Pico 3 in 1**



Sicher und modular individuell gestaltbar

- Einfache Reinigung und Desinfektion durch glatte Oberflächen
- Individuell ausrüst- und ausstattbar
- Optimierte für hohe Wiedereinsatzquoten
- Feststehender, höhenverstellbarer Multifunktionsstuhl
- Vielseitig einsetzbar: als Duschstuhl, Toilettenstuhl oder Toilettenstützgestell
- Einfache Handhabung: Toilettentopf kann von allen 4 Seiten entnommen werden
- Armlehnen, Rückenlehne, Toilettentopf und Toilettentopfhalter sind im Lieferumfang enthalten
- Belastbar bis 160 kg!

Optionen und Merkmale



Pico 3 in 1 ohne Arm- und Rückenlehne.



Pico 3 in 1 mit einer Armlehne.



Pico 3 in 1 als Toilettenstützgestell.



Pico 3 in 1 mit Universalsoftsitz.



Pico 3 in 1 komplett.

Technische Daten

Bestellnummern	Aquatec Pico 3 in 1
Duschstuhl komplett	1525887
Universalsoftsitz	1526032
Hilfsmittelverzeichnisnummern	
Duschhocker mit Armlehnen	
Duschstuhl komplett	04.40.03.2029

Weiteres	
Gewicht Duschstuhl komplett	4,8 kg
Belastbarkeit	160 kg!
Farbe	Weiß

