



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 07562 700-38 • kundenservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® Action^{®3}_{NG} **CE**
Lagervariante
 HMV-Nr.: 18.50.02.2074
 Benutzergewicht: **max. 125 kg**
Grundpreis: 1.437,- €

Kunden-Nr.:
 Ansprechpartner:
 Kommission:


Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	€
	Gewicht des Patienten = kg	
	Invacare® Action^{®3}_{NG} Lagervariante	1.437,00
	Basisausstattung: Farbe Schwarz-Metallic, Sitztiefe stufenlos einstellbar 400 - 450 mm, Sitzhöhe 485 mm, Nylon Sitzbespannung, fester Rücken 7° mit Lumbalknick, 430 mm Rückenhöhe, Rückenbespannung anpassbar, 1 Klettband, Standard-Überwurf, 80° Beinstützenoberteile nach innen und außen abschwenkbar; hochklappbare Fußplatten, Armlehnen Desk abnehmbar; höheneinstellbar und abschwenkbar; einstellbare Fersenbänder; Vorderräder 8" x 1 1/4" pannensicher; Softroll, Hinterräder 24" pannensicher; Greifreifen Aluminium eloxiert, Steckachsen.	

VARIANTENÜBERSICHT

Action ^{®3} _{NG} Lagervariante Basisausstattung (wie beschrieben) inkl. 24"-Antriebsräder mit PU Bereifung	Bremse	Sitzbreite	Art.-Nr.	Anzahl	€
	Standardbremse		380 mm	BZ1548406-A3	
		405 mm	BZ1534922-A3		1.437,00
		430 mm	BZ1534923-A3		1.437,00
		455 mm	BZ1534924-A3		1.437,00
		480 mm	BZ1534925-A3		1.437,00
		505 mm	BZ1534926-A3		1.437,00
Trommelbremse		380 mm	BZ1534910-A3		1.647,00
		405 mm	BZ1534911-A3		1.647,00
		430 mm	BZ1534912-A3		1.647,00
		455 mm	BZ1534913-A3		1.647,00
		480 mm	BZ1534914-A3		1.647,00
		505 mm	BZ1534915-A3		1.647,00

ZUBEHÖR

	Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, rechts	99,00	 1430
	Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, links	99,00	
	Sitzkissen	29,00	
	Beckengurt mit Schnappverschluss	◆	
	Kippschutz, Paar	◆	
	Passive Beleuchtung	◆	
	Stockhalter	◆	

Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.

	Summe	
--	--------------	--