



Genau Ihrer - individuell anpassbar

Viele Einstellmöglichkeiten für den Hemiplegiker

- Optimale Anpassung an Schlaganfallpatienten
- Hemiplegie-Griff (HP-Griff) für die beeinträchtigte Körperseite - Einhandbremse für die aktive Körperseite (höhen- und winkelverstellbar)
- Einhandbremse und Schiebegriff individuell anpassbar
- Viel Beinfreiheit und optische Kontrolle durch hochklappbaren Sitz
- Leichter Transport durch kleines Faltmaß
- Pannensichere Bereifung
- Automatisch verriegelnde Klappsperre
- Belastbarkeit bis 135 kg

Vorkonfiguriert ab Werk in zwei Varianten bestellbar



Melody HP

Ausstattung mit Hemiplegie-Griff zum Anchieben mit der beeinträchtigten Körperseite. Vorkonfiguriert für rechts oder links erhältlich.

Melody mit Einhandbremse

Ausstattung mit Leer-Handgriff zum Anchieben auch mit der beeinträchtigen Hand. Vorkonfiguriert für rechts oder links erhältlich.

Technische Daten

	Melody HP		Melody	
Bestellnummer	Dolomite Melody L HP	Dolomite Melody M HP	Dolomite Melody L mit Einhandbremse	Dolomite Melody M mit Einhandbremse
HP-Griff links, Einhandbremse rechts	12010-44-23HPL	12012-44-23HPL		
HP-Griff rechts, Einhandbremse links	12010-44-23HPR	12012-44-23HPR		
Einhandbremse links			12010-44-23L	12012-44-23L
Einhandbremse rechts			12010-44-23R	12012-44-23R
Hilfsmittelverzeichnisnummer				
Rollator	10.50.04.1123	10.50.04.1122	10.50.04.1123	10.50.04.1122
HP-Griff (zusätzlich)	10.99.99.4002	10.99.99.4002		
Einhandbremse (zusätzlich)	10.99.99.4001	10.99.99.4001	10.99.99.4001	10.99.99.4001
Weiteres				
Sitzhöhe	61 cm	53 cm	61 cm	53 cm
Gewicht (exkl. Zubehör)	7,8 kg	7,6 kg	7,8 kg	7,6 kg
Belastbarkeit	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg
Farbe	Silber	Silber	Silber	Silber

Passendes Zubehör finden Sie ab S. 205